

生物样品高低湿防潮柜 生化实验专用高低湿防潮箱

产品名称	生物样品高低湿防潮柜 生化实验专用高低湿防潮箱
公司名称	深圳市储安科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:储安科技 型号:CAFS 产地:深圳
公司地址	光明新区公明办事处东坑社区东茂路4号第一栋 一楼B
联系电话	18923498589 18902448589

产品详情

快速高低湿除湿防潮箱的注意事项：

快速除湿防潮箱就是在封闭折空间里，利用快速除湿技术将箱体内的湿气进行快速抽出，从而达到快速除湿的效果，所以箱体本身密封性一定要好才行，否则不能有效的防止外部潮湿空气流入，这样会大大影响物品存储环境的湿度，这一点在购买时要注意。

快速除湿防潮箱的最重要的是如何快速去除湿气，防潮箱是利用干燥剂来除湿，而快速除湿防潮箱使用的干燥剂跟一般的干燥剂不同，快速除湿防潮箱的干燥剂是那种吸湿能力非常强的干燥剂，使用这种干燥剂不用一小时就能将箱内湿度降到5%以下。

一般购买快速除湿箱时要买箱体可以与除湿部分分离，这样能够更好维护。在防潮箱内放置物品时，需要避免碰撞温控器，否则会令到箱内温度不稳定。防潮箱内切记不能放置易燃物品或是易挥发性的物品

防潮箱内的鼓风机电动轴承应当半年加油一次，使其寿命得到理邹的延长。防潮箱在除湿期间除湿机芯外部叶门有时是打开状态，表面温度稍微高点，这是正常现象。平时呢大家在使用时尽可能的让门箱门关着，开门取放物品时尽量用的时间短些，同时在使用时不要将除湿机芯背部的散热孔给遮盖，影响散热效果。要是在比较潮湿的地方，不防配备一个快速防潮箱可以让一些易潮物品免受潮湿的危害。通过上面介绍的快速除湿防潮箱的注意事项你现在知道操作过程中要注意什么了吗？

电子防潮柜技术参数：

产品型号：CAS-1200L外型尺寸：W1200*D600*H1800mm内部尺寸：W1150*D570*H1550mm

控温精度：±2

显示精度：±0.1%RH

电压：220V/50HZ

综合恒湿：30%—60%RH ± 5%综合恒温：15 —30 ± 2

型号：1500L

升温速度：1-2分钟

用途范围：物品仪器储存

功率：峰值 1900W

均值：180W

控制器：按键式LED显示

电子防潮剂：可再生使用10万次以上，10年无需更换

柜体材质：冷轧钢板，不锈钢

层板：内置3块1.2mm厚可移动隔板，如需添加可提前跟我司说明

门式样：双门玻璃或不可视窗保温门

柜门窗口：采用5mm厚强化玻璃

脚轮：带刹脚轮

干燥剂：分子筛

注：以上参数图片仅供参考，本公司可订做各种规格尺寸的电子防潮箱，和特殊要求的温湿度柜，欢迎来电咨询！深圳防潮箱柜生产制造厂家，专业供应：智能防潮柜、全自动防潮箱、电子防潮柜、恒温恒湿柜、工业除湿柜、工业防潮箱、常温低湿柜、常温高湿柜、快速超低湿防潮柜、智能氮气柜等一些特殊订做型防潮柜！

合适物品存储的湿充范围：

35%-25%rh：试验样品、精密量具、生物花粉、制药材料、化工原料、胶水胶片等；25%-10%rh：调料、涂料、粉料、粉末材料、接着剂等；65%-55%rh：书籍、古玩、文物、古书、文件、档案、相册、邮票、书画、传真纸、复印纸等；

55%-45%rh：数码相机、摄像机、镜头镜片、显微镜、望远镜、磁带、胶卷、皮革、茶叶等；45%-35%rh：五金模具夹具、测量工具、电子元件、电容贴片、半导体、PCB电路板、药品试剂、蓄电池等；10%rh：LED灯珠、特殊电子元件、试验样品、种子、干燥花等。注：相对湿度（relative humidity）是指在一定温度时，空气中的实际水蒸气含量与饱和值水蒸气含量之比，用百分比表示单位，简称rh。比值越大，

代表空气越潮湿。而一些不仅需要湿度防潮控制，还需要温度控制的产品，就可以购买本公司的恒温恒湿柜。

联系方式：厂家全称：深圳市储安科技有限公司

在线客服：3255408457 厂家电话：0755-27622123 销售专线：18902448589

冯经理公司地址：深圳市光明新区公明街道东坑东茂路4号银满地工业园1栋B区