

手术室嵌入式保温柜

产品名称	手术室嵌入式保温柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	49800.00/台
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-150L/280L/430L/151L/281L/431L 温度:2-48 /0-100
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

手术室嵌入式保温柜公司说明:

福意联坚持“以德敬人，以诚立人”的企业精神，秉承“质量更优、服务更优、创新更快，争创市场品牌”的经营理念，福意联人通过艰苦扎实的努力、高度的责任心和事业感，打造企业核心竞争力，关注客户需求，以科技创造美好生活。专为企业用户，大学院校，研究机构，卫生单位，质检单位等提供质量可靠的产品和服务，同时也可根据客户所属行业不同，为客户提供相关的仪器解决方案和仪器方面的需求。

手术室嵌入式保温柜用途：

北京福意联公司专业生产的针对于手术室内药品加温设备10余年，专门为国内外各大手术室医疗单位，层流手术室净化手术室等等所提供产品。本产品适可加温液体药品、盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液等。

手术室嵌入式保温柜参数1、型号：FYL-YS-150L2、有效容积：150L3、额定电压：220V4、温控范围：2-48（每度可调可控，热补偿功能）5、箱体尺寸：595*570*865mm6、内径尺寸：520*440*660mm7、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。8、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。9、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露10、进口电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。11、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。12、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。13、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。14、采用新型全封闭

高档压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。15、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。16、箱体采用钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。17、配置安全锁，可实现专人专管。

1.产品型号:FYL-YS-151L2.产品形式:立式3.噪音:42dB(a)4.功率:120W5.电压/额定频率:220V/50Hz6.温度范围:0-100 每一度恒温调节7.玻璃门:三层高强度钢化玻璃，保温效果好、透明度高8.外形尺寸:(宽×深×高):595×570×880mm9.内部尺寸:(宽×深×高):508×426×636mm10.保温性能:采用高密度聚氨酯整体发泡，门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条。11.内腔/搁架:箱体内部全不锈钢内胆;3层不锈钢搁架，可任意调节高度12.温度显示:微电脑程序控制温度，LCD数码显示，自动显示箱体内部温度13.安全锁:双安全锁设计，防止随意开启14.报警功能:高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警15.双系统:制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。16.风道设计:采用新型风道设计和循环系统设计。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环，温度恒温稳定。17.箱体:箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理。

手术室嵌入式保温柜更多型号:

手术室嵌入式保温柜特点:

- 1, 产品由电气控制系统, 制冷系统、制热系统、显示系统组成
- 2, 箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡, 重量轻、保温性能好
- 3.专业微电脑控制, LED大屏数码显示、控温精度高
- 4.制冷系统与制热系统匹配合理, 采用强制空气循环, 确保箱体恒温无死角
- 5、采用新型高档压缩机, 运转平衡, 噪音低, 使用寿命长。
- 6.ptc陶瓷复合加热技术, 加热稳定, 升温均衡, 均匀制冷恒温效果更好
- 7.使用三层高强度中空玻璃, 中间层为真空处理, 保温效果好, 透明度高
- 8, 具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能, 防止出现意外。
- 9, 温感探头, 自动显示箱体内部温度, 随时观察箱体内温度变化。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱, 可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁, 不占多余空间

手术室嵌入式保温柜行业说明:层流手术室的管理流程与维护层流手术室层流手术室的管理流程如下:

- 1.1 严格着装管理 进入层流手术室人员务必按医疗规定穿高压灭菌的手术室, 务必佩戴一次性口罩、帽子, 离开时衣裤、鞋、帽、放在指定位置, 接受治疗的患者要穿的病号服装, 用交换车接送, 戴隔离帽。
- 1.2 空气净化系统的开关及清洁 每日早晨由夜班护士提前1h开启层流手术室的空调系统, 并将温度按需调至22 ~ 25 , 湿度控制在40% ~ 60%。每日手术结束后, 有清洁工用标志明确、分区使用的卫生洁具将手术间打扫干净, 关闭电动门, 经1h层流后关闭空调系统。急诊手术间不关闭空调系统。连台手术在前一台手术完成后立即进行室内湿式清洁, 并关闭30min后进行下一台手术。1.3 手术室的放置 手术室放于

手术间净化区域的中心。头面部手术时将手术室向病人脚部适当移动，下肢手术时将手术室略向头部移动，以保证手术区域和器械台完全处于净化区内。1.4 保持手术间的正压 手术中保持电动门处于关闭状态，尽量减少开关次数，严禁开门手术。因为层流手术室的环境是一个密闭的洁净环境，门关闭时室内的气压大于室外的气压，从而保证层流手术室内的洁净空气只能向室外流动，室外的空气不会进入室内，开门后就破坏了压差系统，层流手术室的净化质量也将受到影响。1.5 污物处理流程 手术完毕后，污染敷料和器械由洗手护士从传递窗向外走廊传送，迅速关闭传递窗内门，取出物品后立即关闭传递窗外门。外走廊有清洁工及时处理，污染物扎紧袋子后运送指定处存放。

2.层流手术室的维护 2.1 专人维护，定期监测 整个空调系统应有专人负责，定期检查、维修、保养，对过滤网及时清洗。每个月对手术室空气、手术室人员的手及手术室无菌物品表面采样进行细菌培养，检查净化效果，发现不合格及时找出原因，并采取有效措施。2.2 回风口及地面的清洁维护 每日早晨用湿布抹擦所有物体表面及回风口，每周彻底清洗回风口、天花板的回风纱窗。地面每日用的清洁剂拖擦，再用清水拖净，如有血迹及其它污染物污染时，应及时用消毒剂擦洗。搬运重物时应在地面上垫其它物品，以免在地面上划痕。层流手术室 2.3 电动门的维护 净化手术室的电动门开关方式包括电动、感应、手动三种。电动开关只需用手或肘部轻轻按压即可，切忌重压或长时间按压。使用感应时只需膝部或脚接近感应窗口，门便自动开启。如果出现故障时需关闭电源，利用手动，切忌强行拖拉。层流手术室工作人员合理安排工作程序，避免增加不必要的开门次数。