

医院用血液、液体加温仪

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 医院用血液、液体加温仪 |
| 公司名称 | 北京禾和春科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市海淀区万柳东路11号5层519 |
| 联系电话 | 13810720341 13810720341 |

产品详情

医院用血液、液体加温仪医院用血液公司,医院用血液市场

医院用血液、液体加温仪

护士对仪器设备的性能和使用知识缺乏，绝大部分护士英语水平较低，而手术室大部分为进口产品，缺乏完整的中文操作手册，造成护士对仪器设备的性能和使用的了解不透，设备投入使用前的培训是盲目的学习，当实际使用过程中遇到问题时就束手无策。手术中大量并且快速输入温度低于体温的液体，如未经加温的库血等，也会使患者的体温快速下降；还有就是患者手术过程中暴露时间长，腹腔内的脏器裸露在室温环境下也会使体温丢失过多；手术是常常会使用低于体温的腹腔冲洗液冲洗腹腔；后就是手术前实用的辅助用药也会使机体产热减少，抑制体温调节中枢的调节功能。

医院用血液、液体加温仪

产品规格及技术参数、性能要求及用途：联系人：李经理联系电话：13810720341联系QQ：3146731924

二、产品主要组成结构加温器主要采用智能微电脑控制系统、双通道干式槽型加温装置、彩色液晶显示屏、温度检测装置、温度控制系统、报警系统、人机接口等组成，并可选配滴速传感器和瓶空检测报警功能。

三、产品技术指标：安全分类：I类电源：AC 100V—240V 50Hz/60Hz输入功率：70W控温范围：30 ~ 42 / (86 ~ 107.6) (控温温度高于环境温度10 / 50) 控温误差：±0.5 双通道干式槽型加温装置安全措施：超温、低温声光报警；发热体温度达到50 ±5 时自动切断加热电源工作制：连续运行整机重量：小于1kg外形参数：172*92*55mm吊带和固定夹两种安装方式使用环境温度：5 -30 相对湿度: 10%-93% (无凝霜) 大气压力：86.0kPa ~ 106.0kPa

四、配置清单：主机、电源线、吊带、说明书、合格证

优点：1、微处理器控制， 35 ± 2 安全恒温加热；2、轻便小巧，简易操作，方便快捷；3、供电方式可选外接电源适配器或电池盒；4、循环使用，节能环保，成本低廉。

医院用血液、液体加温仪