

干式氮气吹扫装置YND100-2

产品名称	干式氮气吹扫装置YND100-2
公司名称	上海熙扬仪器有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	上海熙扬:干式 YND100-2:24位 上海:上海
公司地址	上海市奉贤区金钱公路228号1幢583室
联系电话	021-51877606 18821233218

产品详情

技术参数:

型号	YND100-2
温度范围	室温+5 ~150
定时范围	长99小时59分钟
控温精度	± 0.5
显示精度	± 0.1
温度均匀度@100	
温度均匀度@150	± 1
升温时间 (40~150)	30min
大升降行程	200mm
标配模块	1块MK05
大气体压力	0.02MPA (适用试管直径 16个) 0.05MPA (适用试管直径>16个)
大气体流量	15L/ min
气针长度	150mm (适用试管直径 10mm) 80mm (适用试管直径< 10mm)
模块数量	1
加热功率	300
熔断器	250V 3A 5*20
外形尺寸	280mm*240mm*500mm
重量	7.5KG

可选模块：

型号	试管直径	试管数
MK01	10mm	24

MK02	12mm	
MK03	13mm	
MK04	15mm	
MK05	16mm	
MK06	19mm	
MK07	20mm	16
MK08	26mm	
MK09	1.5ml	
MK10	2.0ml	

上海熙扬干式氮吹仪、氮气吹扫仪，z新报价，价格含税含运费质保两年，我们给您提供优质的服务，欢迎新老顾客前来选购。

设备仪器属于精密设备 客户订单录档案 免费2年质量保质,任何问题提供配件保养维护

干式氮吹仪和水浴氮吹仪的区别：

一、与样本接触介质的不同

干浴氮吹仪是多用金属模块加热，熙扬氮吹仪采用高纯度铝材料作为导热介质，导热迅速，均匀度高。

水浴氮吹仪是采用水浴方式加热，将样本一般放在水液体介质中加热。

二、加热温度范围的不同

干浴氮吹仪的加热温度范围为室温到150度。

水浴氮吹仪的加热温度范围为室温到100度。

三、适用范围的不同

对于个别怕水的样品，不能使用水浴氮吹仪处理，只能使用干式氮吹仪。

四、加热特点的不同

水浴氮吹仪加热方式相比干式氮吹仪，加热更温和，更均匀。

五、样品冷却要求的不同

当特殊样品不能加热，反而需要冷却时，水浴方式的水浴槽可以用做冰浴来使用。

六、对空间要求的不同

干式氮吹仪相对水浴氮吹仪的外形更简单，尺寸更小巧，更适合对实验空间有要求的场合。

应用领域：

1.农残分析：蔬菜、水果、谷物、植物组织等2.制药药检：中药制药和药检3.环境分析：饮用水、地下水、污染水等4.生物分析：血清、血浆、血液、尿液5.商品检验：检验二恶英、克罗夫特等6.食品饮料：牛奶、酒、液体饮料

主要特征:

1、吹针相互独立，避免引起交叉污染。2、气腔高度可以调节，标准气针长度为150mm。3、干式氮吹仪有12个气道控制开关，不浪费气体。4、在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中。5、内置超温保护装置，自动故障检测及报警功能。6、LED显示屏，温度同步显示、时间递减显示，操作简单方便。