

UP-250手持式超声波粉碎机

产品名称	UP-250手持式超声波粉碎机
公司名称	上海熙扬仪器有限公司
价格	6200.00/台
规格参数	上海熙扬:自动, 手动 UP-250:手持式 上海:上海
公司地址	上海市奉贤区金钱公路228号1幢583室
联系电话	021-51877606 18821233218

产品详情

超声波细胞粉碎机在使用期间一定要注意到几点问题,很多操作者因为不注意到这些问题,终引发了超声波细胞粉碎机的故障产生,下面就让小编为大家介绍一下使用期间有几点需要注意。首先我们需要注意到操作的方式,在使用之前就需要将破碎的量和时间进行设定一下,只有设定好了之后才能够更好的使用,以不将这些参数设定好了的话,那么超声波细胞粉碎机在使用期间肯定会有很大的影响产生。其次就是需要注意到运转的问题,超声波细胞粉碎机在使用之前千万不可以空载运转,不然会导致故障的问题发生,只有良好的运转下才能够避免使用。后就是考虑一下超声波细胞粉碎机的使用情况,当在使用期间出现噪音或者强烈震动的话,那么就需要及时的停机进行处理,千万不可以忽略这些问题,不然就会导致很大的隐患出现,只有将这些问题处理好了之后才能够保证超声波细胞粉碎机可以安全的运转下去,使用效率也能够变得更好。

上海熙扬超声波细胞粉碎机、手持式超声波粉碎机,最新报价,价格含税含运费质保两年,我们给您提供优质的服务,欢迎新老顾客前来选购。

咨询热线:021-51877606

,电话:18221471718(微信同号)

企业QQ:2641221627,客服QQ:1022390376

设备仪器属于精密设备 客户订单录档案 免费2年质量保质,任何问题提供配件保养维护

技术参数:

1.大超声功率输出:400W2.主机尺寸:190*190*73mm3.控制模式:自动、手动可切换(可选配脚踏开关)4.温度控制:超声保护报警功能5.脉冲器:闭循环0.1-99s可调;开循环0.1-99S可调6.工作频率范围:19-25 KHz7.总时间:0.1-240min可设定8.变幅杆:3mm~12mm(随机任选1支)9.处理量:10-200ml

10.电 源：220V/50Hz

型号	UP-400S	UP-250
频率KHz	20-30K自动跟踪	
功率W	5-400W连续可调	2.5-250W连续可调
随机变幅杆mm	6	3或5
可选配变幅杆mm	2、3、5、8	2、3、6
破碎容量ml	0.1-300（需配相应探头）	0.1-150（需配相应探头）.
温度报警范围	0-100	
仪器保护功能	超温、超功、超时	
脚踏开关	可选配	
显示方式	液晶显示	

备注：仪器增加自动或手动（可选配脚踏）工作模式；超声功率可以1%的精度连续可调，换能器体积小、重量轻，既可以拿在手上做微量样品，也可以放在固定支架上做。

手持式超声波破碎仪外观美，性能可靠。仪器采用大屏幕显示，中央微机集中控制，超声时间，功率任意设定，样品温度检测显示、频率微机跟踪、故障自动报警。所有功能都显示在液晶大屏幕中。

采用自动和手动（或选配脚踏）工作模式；超声功率可以1%的精度连续可调；换能器体积小、重量轻，既可以拿在手上做微量样品，也可以放在固定支架上做。

广泛应用于生物化学、微生物学、药物化学、表面化学、物理学、动物学等领域。

主要特征:

1.超声波细胞粉碎机采用钛合金探头，经久耐用。2.采用LED显示，有自动和手动两种工作模式。3.超声时间,超声功率均可设置。4.样品温度检测显示、实际频率显示。5.集成温度控制防止样品过热。6.频率自动跟踪，故障自动报警。