

# YMC - PackODS - A 色谱柱

产品名称	YMC - PackODS - A 色谱柱
公司名称	上海汉尧仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市闵行区古美路35号阳光星期八商务中心213室
联系电话	86-02134688031-813 13916306041

## 产品详情

高碳的覆盖率，碳含量17%充分封端非常强的疏水性

超长的柱寿命

多用途选择性广泛能适用于极性、中等极性、非极性药物

分离范围广适合分析有机化合物和生物物质和天然产物

展示了非常高的批次间重复性. 在分析丁苯时，以10批柱子的数据为例，保留时间的标准偏差小于1.5%，1.5%，这数据大大低于普通的C18色谱柱。分析标准物质时，每根色谱柱的理论塔板数可达 18600，压力为2600psi

粒径有3um, 5um，10um可选

孔径有120,200,300三种. 其中,120TM 的ODS - A 色谱柱在反相色谱中应用\*为广泛。200 的ODS-ATM具有相对较大的孔径和比表面积，可用于分析从有机小分子、药物分子到大分子如蛋白类等一系列化合物。300 ODS-ATM是为分析蛋白类及其他生物大分子而设计的，由于很大的比表面积，它也可以分离120 ODS-ATM 中保留时间太长而较难洗脱的化合物。

YMC - Pack ODS - A 色谱柱规格

AA12S03-L546WTAA12S03-1046WTAA12S03-1546WT

AA12S03-1006WTAA12S03-1506WT

AA12S05-1501WTAA12S05-2501WT

AA12S05-L546WTAA12S05-1046WTAA12S05-1546WTAA12S05-2546WTAA12S05-3046WT

AA12S05-1006WTAA12S05-1506WTAA12S05-2506WTAA12S05-3006WT

AA12S11-1046WTAA12S11-1546WTAA12S11-2546WTAA12S11-3046WT

AA12S11-1006WTAA12S11-1506WTAA12S11-2506WTAA12S11-3006WT

AA12S11-1510WTAA12S11-2510WTAA12S11-3010WT

YMC