

# UVP凝胶成像系统维修，UVP售后维修

产品名称	UVP凝胶成像系统维修，UVP售后维修
公司名称	北京媒易全景国际网络科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:UVP 型号:EC3 600 产地:进口
公司地址	北京市海淀区复兴路十二号4号楼419室
联系电话	010-82918412

## 产品详情

UVP凝胶成像系统售后维修电话010-8291 8412.UVP凝胶成像系统北京总代理，北京UVP凝胶成像系统售后维修。UVP凝胶成像系统进入中国市场，市场占有率大，用户群遍及医药、卫生、农业、工业等科研行业，多年来以仪器出色的稳定性、实用性、人性化和完善的售后服务赢得广大用户的认可。

服务承诺：1. 维修站建立了北京市内12小时应急维修机制，即接到报修，立即反应，及时解决。2. 维修站设立专门的远程应急服务，客户发现设备故障及可报修，我们将免费为您远程指导，快速解决。3. 维修站设立专业的备用设备库，一旦设备故障确认，我们可以在完成维修的时间内，免费提供备用设备。4. 维修站提供了保修及保养服务，客户可以根据自身情况进行选择，由我方开展延长保修期及设备保养服务。5. 维修站为UVP专业授权单位，我们将保证提供原厂正品配件，并提供长时间保修服务。服务范围：海淀区 朝阳区 宣武区 崇文区 房山区 丰台区 西城区 东城区 石景山区 门头沟区 大兴区 顺义区 昌平区 通州区 等。

EC3 600凝胶成像系统主要应用范围：

EC3 600 适用于化学发光（Western Blot，Northern，Southern等），荧光成像（单色或多色荧光，如EB,SYBR Green，SYBR Red, Alexa Fluo, Cy2, Cy3, Cy5, Cy7, GFP, RFP, Qdot 525, Qdot 655, SYPRO等染料），以满足不同荧光染色的核酸胶和蛋白胶成像。也可对考马斯蓝、铜离子、银离子等染色的蛋白胶成像，也应用于色度分析，克隆/斑点计数，微孔板定量，放射自显影等，是一款具有高灵敏度，低检出限的凝胶成像系统。EC3 600 系统采用Peltier四级制冷的高分辨率CCD技术（达-60oC），可获得极高的灵敏度。系统配有功能强大的VisionWorks专业分析软件，用于图像采集和数据分析。主要技术参数：1. CCD制冷温度可达-60oC，背景噪音极低，完全满足化学发光成像的需要2. 分辨率：高达2184 x 1472 3. 像素：320万 4. 像素大小：6.8 × 6.8 μm 5. 量子效率（峰值及425nm处）：90%和63% 6. CCD位数：16-bit 7. A/D 转换位数：16bit 8. 灰度：65536色灰阶 9. 12.5-75mm手动变焦镜头 10. 像素单元组合：1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, 8x8,9x9, 10x10, 11x11, 12x12, 13x13, 14x14, 15x15, 16x16, 此功能在做化学发光时尤其重要，可提高成像的灵敏性 11. 暗箱箱体绝对光密封，满足化学发光、荧光成像等要求 12.

光源：透射紫外，透射白光（标配），透射蓝光（选配），反射白光，发射紫外（365nm和254nm，都是标配）13. UV防护板：方便用紫外透照台观测胶的同时进行割胶。14. 暗箱内有手动调节可升降样品台15. 经济型的半自动成像系统，手动/自动调节焦距、大小、及光圈，控制板可以控制内置白光照明灯、365nm和254nm紫外光源，也可以控制紫外透照仪16. 滤光片设计，标配3张滤光片EB、SYBR Green、SYBR Gold17. 独特的定时紫外关闭功能，提供更全面的安全保护，同时具有紫外开门自动关闭安全设计18. 按压开关式防紫外安全观测窗，在不打开门的情况下可以观测到暗箱内的样品（专利设计）。其它品牌的成像系统，如要观测胶，必须开门，加防护板，很不方便。19. 透照台：可选择三种不同的波长（254nm、302nm、365nm）的紫外光作为激发光，同时可以选配独特的光强均匀性CV < 5%的FirstLight紫外激发光源（UVP专利产品）20. UVP专业的紫外产品生产经验和品牌，提供更长的使用寿命21. 可以同时进行多重荧光分析，用于不同标记DNA、蛋白分析（蛋白表达、修饰等）22. 抽屉式灯箱设计，便于割胶纯化23. 可选配紫外蓝光转换板适用于蓝光激发光成像24. 另外可选配的BioLite外置卤素光源具有8个激发光滤光片位置，6个光强位置，能够提供更为广泛和特定波长的激发光，配置不同的激发滤光片以满足不同的荧光样品的成像要求。25. 可选发射光滤光片：465-495nm; 503-523nm; 513-557nm; 565-625nm; 580-630nm; 607-682nm; 668-722nm; 767-807nm26. 可选激发光滤光片：450nm; 455-495nm; 502-547nm; 533-587nm; 600-645nm; 687-748nm27. 内置独特的可折叠式内置白光转换板，用于白光成像，同时可以作为化学发光样品平台，与EB污染格开28. VisionWorks LS软件系统及功能：具有实时预览、自动曝光模式；分子量测定、碱基数测定、RF值测定、克隆计数、相对百分比浓度测定、绝对浓度、光密度测定；标准曲线制作、自动/手动泳道识别、自动/手动条带识别、定义标记物、图像文字注释、图像角度旋转；图像镜像、反色及明暗对比处理、倾斜弯曲泳道条带修正，背景扣除、多态性分析；显示过饱和图像提示3D图像观测及输出Excel数据表格格式，有多种图像文字格式，软件版权控制，单一注册码无限次安装；软件可自由安装于多台电脑，用于分析多种数据输出格式：jpeg、bmp、tif、gif、tga、png；软件可用于图像采集、RFLP分析、差异显示分析、1D分析/密度测量、Southern/Northern/Western杂交分析；所有结果可以自动生成报告，存档并追踪历史记录，并新增添GLP适用功能。可提供中文软件使用资料29. 可选附件：BioLite卤素光源；Visi-Blue蓝光转换板；多种紫外透照台可选，新专利产品FirstLight；标准滤光片；主要配置和要求主机：1台紫外透照仪：选配白光版：标配原装控制软件：选配。UVP凝胶成像系统维修中心，北京UVP凝胶成像系统售后维修

UVP凝胶成像系统售后维修电话010-8291 8412.