

# Leica-DM750教学显微镜

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | Leica-DM750教学显微镜         |
| 公司名称 | 北京鑫宇泰科技有限公司              |
| 价格   | .00/个                    |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 北京市海淀区信息路甲28号-1层D号-241号  |
| 联系电话 | 010-89737332 13811719035 |

## 产品详情

Leica-DM750教学显微镜

Leica-DM750教学显微镜

Leica-DM750教学显微镜

### 徕卡 Leica DM750 教学生物显微镜

徕卡DM750是理想的显微镜，适用于学院和大学高级生命科学课程和医学、兽医及牙科学校专业训练的各种需求。

学生喜爱的各种功能：如 EZStore，方便搬运、便于提升，而圆边 EZGuide允许单手滑动装载，减少滑动破片，提供安全的课堂环境。

教师喜爱的功能：如 EZLite，提供20年以上的LED照明和延时自动关闭功能，节约时间和能源。

#### 为您带来的优势

EZStore 设计

EZStore 设计具有手柄和绳裹，便于搬运、方便提升且绳易于收藏。

EZLite

自动关闭

获得专利的延时关闭功能，可节约时间和能源。

AgTreat

EZLite - 提供超过20年的LED照明，节约时间 AgTreat -  
和灯泡更换费用。

为防止学生之间的细菌传播所设计的触点。

极佳的光学特性- 基于与徕卡显微系统有限公司的研究型显微镜系列相同的光学平台，使用者可以享受卓越的光学性能，而且几乎可以使用徕卡显微系统有限公司显微镜产品系列的所有附件。- 新！100X 干式 (无需浸油) 物镜具有极高的清晰度 (N.A. 0.8)，同时可以避免浸油污染。

EZStore- 集成的垂直握柄便于运输，而且可以轻松地放到高架子上；支架正面的凹槽与握柄一起发挥作用，可以用两手更安全地搬运显微镜。- 集成的电源线包装避免了不当电源线包装对显微镜组件造成的损坏；垂直电源线插入可以防止电源线在保存或使用部分脱离支架。- 显微镜支架的独特造型可以防止控制装置在显微镜并排保存时受损。

EZGuide- 友好的载玻片支座可以防止载玻片破裂。

EZLite- LED 照明提供白色冷光，平均可以使用超过 15 年。实验时不再需要更换灯泡，而且可以节约更换灯泡的费用。- 使用期限中节约的成本可以购买几台显微镜。

SafeTStage- 显微镜载物台为自支撑结构，避免了与传统的载物台支架碰擦受伤的风险。- 圆角设计，不会伤及肌肤。

AgTreat- 因接触表面而传播的疾病备受关注，徕卡显微系统有限公司在显微镜的所有触点上都使用了添加剂进行处理，可以抑制细菌生长。这样有助于防止通过显微镜表面接触而发生的疾病传播，并有助于形成更健康的实验室环境。

EZTube 目镜与镜筒集成在一起，防止脱落 预设屈光度调节，避免屈光度设置错误的可能  
还有其它镜筒可选多合一  
用于相衬和暗场滑动器的聚光器槽，包括我们专利的、可以在一个滑动器中提供多种亮场和相衬能力的  
4 位相衬滑动器

完美的照明 LED 照明，无需调节就可以给整个视场带来均匀的照明  
还有为现场使用所提供的电池充电支架

准备就绪 预对中，预对焦聚光器，无需调节显微镜支架具有“即插即用”功能。所有要做的就是打开电源，把样本载玻片放到载物台上，对焦并开始享受观察的乐趣吧！专利的指旋螺钉用于安全地旋转 EZTube