

免定位脑电图帽脑电图机专用脑电帽

产品名称	免定位脑电图帽脑电图机专用脑电帽
公司名称	青岛泰诺康医疗技术有限公司
价格	800.00/顶
规格参数	
公司地址	山东省青岛市黄岛区渭河路917号乙2层211室
联系电话	0532-86959323 18765923086

产品详情

免定位脑电图帽脑电图机专用脑电帽

脑电图帽分为桥式脑电图帽与盘状脑电图帽。

1.桥式电极脑电帽-适合门诊。其又分为桥式脑电图帽与硅胶条脑电帽。

(1).桥式电极弹力网帽搭配桥式电极和鳄鱼夹电极，配合盐水使用，多用于门诊脑电图检测。

(2).定位基于10-20系统，定位准确，无需重复繁琐的定位操作，大大节省了时间。

(3).桥式电极固定在弹力网帽上，拆戴方便，无需二次安装、拆卸，方便佩戴清洗。

(4).帽子皮材质为弹性硅胶，佩戴柔软舒适，医用软硅胶减轻长时间使用时的盘状电极压痛感。适用于多数头型，使用快捷。

2.盘状电极脑电帽-适合长程检测。

(1).盘状电极弹力网帽搭配盘状电极，配合导电膏磨砂膏使用，用于脑电图长程检测，脑电监护及多导睡眠监测。

(2).定于基于10-5、10-10、10-20系统，定位准确，无需重复繁琐的定位操作。

(3).盘状电极固定在电极固定帽上，长久不易移位。拆戴方便，无需二次安装、拆卸，方便佩戴清洗。

(4).材质为弹性硅胶，佩戴柔软舒适，医用软硅胶减轻长时间使用时的盘状电极压痛感。

新型脑电图帽与传统脑电图弹力网帽相比，省去了繁琐的定位程序，操作简便快捷，大大节省了医生的操作时间。