

电动洗鼻器厂家|深圳洗鼻器工厂

产品名称	电动洗鼻器厂家 深圳洗鼻器工厂
公司名称	深圳市飞猫电器有限公司
价格	588.00/台
规格参数	认证:医疗器械生产许可证 关键词:OEM贴牌 ODM代工 产地:深圳
公司地址	福永街道龙王庙工业区28栋
联系电话	15889651353 15889651353

产品详情

电动洗鼻器是一种用于清洗鼻腔的工具。

它通常借用一定压力（或气囊式洗鼻器、或用重力如简单瓶罐式、或用机械压力如电动式）

将生理盐水送入鼻孔，流经鼻前庭（露在头部外面的部分）、鼻窦、鼻道绕经鼻咽部，或从一侧鼻孔排出，或从口部排出。

通过以上路径，借助于生理盐水自身的杀菌作用及水流的冲击力，将鼻腔内已聚集的致病及污垢排出，从而使鼻腔恢复正常的生理环境，

恢复鼻腔的自我排毒功能，达到保护鼻腔的目的。

耐菲尔洗鼻器参数：

水箱：200ml

电压：100-240VAC 50/60Hz;

电池：锂电池 1400毫安

功率：5W

适配器插口：DC5V,1A

马达转速：1400-1800次/分

充电时间：4小时

模式：标准、柔和、按摩

标准模式压力：60-100PSI

柔和模式压力：30-60PSI

出水时间：*迟15秒

水流量：200ml/分

噪音标准：低于72分贝

防水等级：IPX 7 级

电动洗鼻器适用人群：

- 1、鼻腔手术患者，鼻腔围手术期者；
- 2、各类鼻炎、慢性鼻窦炎、鼻息肉患者鼻腔肿瘤放、化疗后处理患者；
- 3、长期从事与粉尘较严重的；
- 4、上呼吸道感染患者，亦可针对各类鼻炎患者；
- 5、鼻涕倒流经常要清喉咙或咳嗽；
- 6、气喘，长期或慢性咳嗽；
- 7、萎缩性鼻炎；
- 8、经常因感冒流鼻涕，或过敏流鼻水而引起鼻塞；
- 9、经常暴露在污染的空气或环境中工作环境人群；
- 10、鼻腔容易干燥的人群。

鼻腔清洗器使用方法：（仅供参考）

- 1.将本品对准出入孔，手握气囊慢慢的增加压力即可；

具体清洗操作请以鼻腔清洗器的说明书为准，冲洗时略低头，同时强调冲洗力度适中，水流太大或太小均不好。冲洗液可以从口或对侧鼻腔流出。5岁以下小孩配合度较差。每天一次或数次，根据病人的症状

及冲洗效率而定，通常2-3次比较容易坚持。

鼻腔清洗器注意事项:

- 1.鼻腔冲洗请参照说明书进行。
- 2.鼻腔冲洗时不要说话或吞口水，不要用鼻子呼吸，不要捏着两侧鼻子擤鼻。
- 3.本器械属个人用品，严禁交叉使用。
- 4、禁忌症:鼻腔大面积创伤者；严重氯化钠代谢障碍和过敏者。