

# Resprep固相萃取柱

产品名称	Resprep固相萃取柱
公司名称	奥富森（北京）科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:RESTEK 型号:Resprep反相固相萃取柱 产地:美国
公司地址	北京市房山区房山工业园区西区顾八路甲1号-G56
联系电话	83625337 18611477178

## 产品详情

### Resprep反相固相萃取柱

疏水性硅胶基质吸附剂，用于从极性样品(比如水)中萃取疏水性化合物。例如，从水溶液中萃取杀虫剂

货号	规格	键和相	包装量
26030	1mL/100mg	C18，封尾	100-pk.
26031	3mL/200mg	C18，封尾	50-pk.
24050	3mL/500mg	C18，封尾	50-pk.
24052	6mL/500mg	C18，封尾	30-pk.
24051	6mL/1000mg	C18，封尾	30-pk.
26034	20mL/5g	C18，封尾	20-pk.
26035	60mL/10g	C18，封尾	16-pk.
26036	1mL/100mg	C8，封尾	100-pk.
26037	3mL/200mg	C8，封尾	50-pk.

### Resprep正相固相萃取柱

亲水性吸附剂，用于从非极性样品(比如有机溶剂)中萃取亲水性组分。例如，从样品提取液中萃取极性污染物

货号	规格	填料	包装量
24031	3mL/500mg	Florisil	50-pk.
24032	3mL/500mg	Florisil	50-pk.
26086	6mL/500mg	Florisil	30-pk.
24034	6mL/1000mg	Florisil	30-pk.
26085	6mL/1000mg	Florisil	30-pk.

26205	6mL/1000mg	Florisil	100-pk.
26228	15mL/2g	Florisil	100-pk.
24035	3mL/500mg	Silica	50-pk.

#### Resprep DVB 固相萃取柱

- 聚合物吸附剂，用于从水溶液样品中萃取芳香族化合物和不饱和化合物
- 能够耐受宽pH范围

货号	名称	规格	包装量
25989	DVB (Teflon筛板)	6mL/500mg	50-pk.

#### Resprep离子交换固相萃取柱

- 硅胶基质离子交换固定相，用于从水溶液样品中萃取带正电荷或负电荷的分析物。例如从血浆中萃取三环类抗抑郁药物

货号	规格	键和相	包装量
26054	1mL/100mg	SAX, 季胺	100-pk.
26055	3mL/500mg	SAX, 季胺	50-pk.
26056	1mL/100mg	SCX, 苯基	100-pk.
26058	3mL/200mg	SCX, 苯基	50-pk.