

# 马用B超母马发情排卵测孕仪

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 马用B超母马发情排卵测孕仪           |
| 公司名称 | 河南优力牧农业科技有限公司           |
| 价格   | .00/个                   |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 郑州市金水区经七路21号4002室（注册地址） |
| 联系电话 | 15981891957             |

## 产品详情

马用B超发情测孕仪厂家价格表报价甘道夫马用B超专业生产厂家，拥有丰富的马用B超发情妊娠诊断经验，马用B超操作使用技术培训服务经验，全国范围内免费技术上门培训服务，欢迎大家前来咨询使用驴用B超，马用B超发情排卵测孕仪可以在驴马发情配种各个阶段进行不间断的超声检查，选择理想的时间进行配种和配种妊娠诊断检查，极大的提升母驴育种繁殖成功的速度，是规模化驴场必备的畜牧医疗设备，所以很多马场非常关心马用B超发情测孕仪厂家价格表报价，马用B超测孕方法，马用B超测孕仪使用方法，马用B超价格多少钱快来咨询甘道夫马用B超品牌厂家，为您提供专业的马用技术培训服务和性价比高的产品。马用B超发情测孕仪厂家价格表报价甘道夫驴马B超测孕仪认为马发情、配种和妊娠诊断操作 每天对空怀母马和后备母马使用马用B超进行几次发情检查，掌握确切的静立反射时间是完全有可能和非常实际的。在发情期，母马受雌激素及孕激素相互交替的作用，性行为也出现较明显的变化。发情时，雌激素增多，并在少量孕激素的协同作用下刺激母马的性中枢，使之发生性欲及性兴奋。最初母马表现精神不安，主动寻找公畜或追逐它马，常作排尿姿势，尾根抬起或摇摆。往往有它马跟随，嗅其阴门、欲爬，但母马不接受交配。以后随着卵泡的发育，性欲逐渐明显起来，产生性兴奋。母马被拴住时经常惨叫，眼光锐利，拉开后腿，频频排尿，食欲减退；放开后即去爬跨它马。母马明显的特征是接受它马的爬跨，表现为拱腰站立不动，愿意接受交配。过了发情期之后，性欲不断消退，虽仍有它马想爬，但母马不愿接受，往往走开。

通过观察母驴在公驴面前的反应。公驴可能会用鼻子来回拱母驴并试图交配，公驴会闻嗅没发情或将进入发情母驴的生殖道，而未发情或者发情前期的母驴将叫着从公驴旁边跑掉。母驴进入发情状态将不喜欢运动，耳朵直立并发出低声的哼叫，停留在一些最容易交配的地方，计划好断奶、空怀和后备母驴的数量，体型小的公驴配后备母驴，用体型大的公驴交配体型小的后备母驴是非常困难的。虽然小体型公驴可以配大体型母驴，顺合牧业养驴场黄庆福提醒根据公母驴的体型，在实际工作中调整好公驴的较佳优配方案。

妊娠诊断技术在对每头配种母驴进行正常的21天（18天~22天）返情检查后，还要进行两次必要的妊娠诊断。30天妊娠诊断：当每一组驴平均配种31.5天以后（28天~35天），这一组驴都要逐一进行妊娠诊断。50天妊娠诊断：当每一组驴平均配种51.5天以后（48天~55天），这一组驴都要逐一进行妊娠诊断。甘道夫马用B超测孕仪特点如下

功能：

- 1.检测怀孕
- 2.诊断子宫疾病
- 3.观察胎儿发育

产品特点：

7.5MHz线阵直肠探头（6.0/7.5/8.5/10MHz）

卓越的图像质量，伪彩色成像

可诊断猪、牛、马、羊等怀孕

全数字处理，多光束成像技术

人体工学设计，外观时尚优雅

可保存图像1000张以上

支持通过USB/SD导出图像

内置4小时以上锂电池，可更换

开机启动速度快，自动待机保护功能

主要参数:

图像显示：HD视频眼镜

探头类型：7.5MHZ变频电子直肠探头

扫描方式：电子线阵

阵元数：128阵元

视频回放：360-540 帧

扫描深度：zui大显示深度250mm

成像模式：B、B/B、4B、B/M、M

伪彩成像：支持

图像处理：灰度校正、图像平滑、直方图

帧相关调节：支持

扫描角度：可视可调

测量：内置牛、马、猪、羊、骆驼等多个测量包及多种体位图标记

电池：4小时高性能超长电量

应用：胎儿性别，卵巢/卵泡监测，早孕、怀孕后期等检查

图像存储：1000帧以上，支持SD卡扩容和U盘导出图像

接口：电源输入接口, DVI接口, 1个以上USB接口（可转接USB Hub）

回放：>512帧

尺寸：305 × 152 × 40mm

净重：1.2 kg

马用B超发情测孕仪厂家价格表报价快来咨询甘道夫马动物B超品牌厂家