

德国HARRY GESTIGKEIT温控器

产品名称	德国HARRY GESTIGKEIT温控器
公司名称	广州欧冠机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:HARRY GESTIGKEIT 型号:PZ 28-1 产地:德国
公司地址	广东省广州市海珠区宝岗路郊坛顶街38号401房
联系电话	86-020-89667334 15013384101

产品详情

广州欧冠机电设备有限公司专业销售专业经销德国HARRY GESTIGKEIT温控器、HARRY GESTIGKEIT加热器、HARRY GESTIGKEIT热台面板、HARRY GESTIGKEIT、HARRY GESTIGKEIT加热盘、HARRY GESTIGKEIT加热浴、HARRY GESTIGKEIT加热板、HARRY GESTIGKEIT程序控制器、HARRY GESTIGKEIT焚化炉。

德国HARRY GESTIGKEIT GMBH成立于1953年，专业生产实验室加热设备，发展至今已经有六十多年的精工生产历史。生产的实验室加热设备已经远销世界各地，主要的产品有陶瓷面板热台、钛基板热台、沙浴、水浴、焚化炉等。HARRY GESTIGKEIT致力于生产高精度高经久耐用的加热设备。HARRY GESTIGKEIT GMBH是从Schott公司引进具有抗强酸碱性且具有热传输良好均匀性的CERAN?陶瓷面板作为加热板材料。这种面板材料的选择取得了非常大成功，无论是在欧洲、美洲还是亚洲的各大实验室都有我们的产品。这种材料的运用也是加热台面选材的一次革命。

进口德国HARRY GESTIGKEIT温控器产品范围：

德国HARRY GESTIGKEIT温控器、HARRY GESTIGKEIT加热器、HARRY GESTIGKEIT热台面板、HARRY GESTIGKEIT、HARRY GESTIGKEIT加热盘、HARRY GESTIGKEIT加热浴、HARRY GESTIGKEIT加热板、HARRY GESTIGKEIT程序控制器、HARRY GESTIGKEIT焚化炉

主要型号：

PR系列：PR 5 N、PR 5 P

TR系列：TR 4-PT、TR 4-Ni、TRP 4-PT、TRP 4-Ni

PZ系列：PZ 28-1、PZ 28-2、PZ 35、PZ 60、PZ 72、PZ 14 ET、PZ 20 ET、PZ 28-1 ET、PZ 28-2 ET、PZ 35 ET、PZ 60 ET、PZ 72 ET

SH系列：SH 85、SH 15

DT系列：DT 3434、DT 6015

SG系列：SG 1、SG 2、SG 3、SG 4、SG 5、SG 6

2860EB、2860SR、W16、SVD 95/P、PR 5-3T、TR 28-3T、PZ28-3TD、MB28/P

SH系列、SG系列、ST系列、MU/MS系列、A-CERAN系列、SR-CERAN系列

德国HARRY GESTIGKEIT PR 系列温控器（不含 PR 5-3T）型号：PR 5 N和PR 5 P简介：

程序控温温控器，具有梯度调节功能。开关性能功率为2000W，电压要求230VPID和两点调节模式，最多具有五档三程序的程序编辑和储存。不含传感器。PR 5N和PR 5P的区别是针对控制的传感器不一样。

德国HARRY GESTIGKEIT PZ系列精密热台产品描述：

为了区分PZ系列的另一款PZ44精密加热台，所以将其它PZ系列加热台定位为PZ低温系列，原因是他们的温区范围都是在常温到99.9 或者是常温到300 。PZ系列热台也分一体式和分体式。这里主要介绍的是PZ一体式的。产品的型号划分主要还是依据加热台面的尺寸以及加热功率来区分；另外不同型号的外形高度还是有一些区别。温控精度是0.1到0.5K，其中PZ28-1是盘面尺寸最小，可控精度最高的一款热台。但其温区范围也是最小的（20-99.9 ），其加热功率为500W。

技术参数和型号 单位 PZ 28-1 PZ 28-2 PZ 35 PZ 60 PZ 72

盘面尺寸 mm 200x280 200x280 350x350 610x160 430x580

温区范围 ° C 20-99,9 20-300 20-300 20-300 20-300

可控精度 ± K 0.1 0.5 0.5 0.5 0.5

功率 Watt 500 1100 2200 2000 3300

电压 Volt 220..240 220..240 220..240 220..240 220..240

整体规格 mm 210x300 210x300 365x365 620x200 445x595

高度 mm 135 135 155 155 185

德国HARRY GESTIGKEIT STM50立式加热器简介：

STM50加热浴可作为气浴、液体浴和沙浴使用。多样物质加热的功能符合实验室的需求。浴槽的容积为1 L，功率调节旋钮和浴槽通过一根不锈钢挑杆分离加热器支撑杆两边。加热温度范围在60 -600 。功率可调梯度范围10%-100%.