

DNA检材柜 dna检材储存柜

产品名称	DNA检材柜 dna检材储存柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	484848.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

DNA检材柜 dna检材储存柜---定义及其范围

1. 生物冰箱物证，物证是指对案件的真实情况有证明作用的物品。物证包括的内容很多。其中生物冰箱体(人或动物)的组织器官、各种体液、分泌液、排泄物及其斑痕等生物冰箱性检材是本学科研究对象。

2. 生物冰箱检材的范围。

(1)体液及其斑痕。 (2)各种人体组织、器官。

DNA检材柜 dna检材储存柜推荐参数:

1.产品型号:FYL-YS-1028L

2.产品形式:立式对开门

3.额定频率:50Hz

4.制冷剂:R134a(382g)

5.功率:360W

6.电压:220V

7.温度范围:2-48 每一度恒温调节(具有热补偿功能)

8.玻璃门:双层高强度钢化玻璃，保温效果好、透明度高

9.外形尺寸:1267 × 680 × 2105mm

10.内部尺寸:1160 × 585 × 1575mm

11.容 积:1028L

12.净 重:258kg

13.温湿度显示：自动显示箱体内部温度、湿度

14.安全锁:安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启

15.报警功能:机器自带高温报警，低温报警，断电报警等功能

16.压缩机：采用知名丹佛斯压缩机，运转平衡、噪音低、使用寿命长

17.照明灯：箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品

18.箱 体：采用高级的彩涂板，经优良防腐化喷涂工艺

DNA检材柜 dna检材储存柜更多型号：

DNA检材柜 dna检材储存柜特点:

进口机组，运转平衡，噪音低，环保节能采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求；

全方位冷气循环系统，内设多位出风口，将冷气循环于柜内的每一个角落，均衡室内温度；

采用全优化3D立体制冷系统，能保证在均匀的温度中，食品高保鲜度；

微电子中央处理器，控温，误差更小，操作更简便，液晶数字清晰显示温度；

独特的快速制冷技术，纯铜管蒸发器，将优良的控制器的、3D多循环制冷系统优势组合速度更快捷；

聚氨酯整体发泡技术，环保发泡材料，高强度、高密度、节能设计有效减少能量消耗；

采用中空钢化玻璃，中间层为真空处理，便于随时观察箱体内部存放的物品；

柜体内均为彩钢喷涂板，超强抗腐蚀，美观易清洁；

浸塑隔开式储物架，物品存放更简单，展示效果更美观；

带滚轮及调节脚设计，移动、使用两方便；

宽气候带和宽电压带双宽设计，不受地域、气温及电压影响，一年四季运行自如，使用更放心。

DNA检材柜 dna检材储存柜行业说明：

生物冰箱物证的提取注意事项：

一、事故物证的提取工作，应在事故痕迹勘验工作完成之后实施，以免影响事故痕迹的勘查和鉴定

二、为了保证事故物证检验鉴定结果的准确可靠，在勘查和提取物证的过程中，要防止所提取物证被污染。

(一)提取物证之前，切勿在物证部位及附近用粉笔、圆珠笔或蜡笔等勾画

(二)提取物证所用的各种工具、包装物、容器等必须干净

(三)用同一工具提取不同部位的物证时，每提取一次，都必须把工具擦拭干净

(四)提取各种物证。特别是提取油脂、血迹、人体组织等，切勿用手直接接触物证

三、所提取物证样品，要随时注明提取部位和名称，以免混淆

四、取证检验的物品或车辆，应暂时扣留，待检验鉴定工作结束后予以发还

五、微量物证及附着物的提取，一定要小心、细致，谨防遗失

(一)某些微量附着物在提取前，应先拍照，以保留原始状态和位置，尤其是附着的少量纤维物证更应拍照，再小心取走纤维，妥善保管和送检

(二)对于不易直接提取的事故物证，如有可能，可以连同载体一起提取

六、法医物证的提取极易受环境气候的影响，勘查人员应事前准备好冷藏瓶等，防止受热易腐败检材失去检验价值

七、要找准事故要害部位，尤其是事故接触点，在此处提取事故物证，才是最重要的。