

# 猪用B超母猪B超今日报价表

产品名称	猪用B超母猪B超今日报价表
公司名称	河南优力牧农业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区经七路21号4002室（注册地址）
联系电话	15981891957

## 产品详情

猪用B超母猪B超今日报价表多少钱一台随着规模化养猪场的不断扩大母猪的繁殖速度直接关系到猪场的经济效益，怎样能准确的掌握母猪的发情和怀孕情况是猪场迫切需要解决的问题，使用甘道夫猪用B超动物B超兽用B超可以准确测量母猪发情情况和母猪是否配种成功，在母猪配种18-21天即可判断出来是否配种成功准确率高达100%，同时对母猪的子宫疾病囊肿积水等生殖性疾病都可以提前筛查早期诊断治疗。下面甘道夫猪用B超根据多年的动物B超测孕诊断经验来给大家分析下母猪发情的表现特征母猪外阴颜色判断是否发情。马上发情前，外阴颜色呈现明显的桃红色。展开外阴，但别展太宽，要不会使血液溜走，外阴的颜色变得不那么红。往阴道里面看。舍内温度较高时外阴也会发红。猪用B超母猪B超今日报价表多少钱一台为了引出静立反应，不要一上来就马上压母猪的臀部，而应该仿效公猪采取以下方式：首先通过背部，用手摩擦母猪的腹股沟部，可能的话用膝盖顶母猪的侧腹部;紧抓住腹股沟部;随后，可以按压母猪的臀部。重复以上动作数次改变力度以免母猪适应。通过以上判断母猪已经发情就可以进行配种了，在母猪配种15-20天以后即可使用猪用B超，动物B超，兽用B超机对母猪进行检测来判断母猪是否配种成功具体测量方法如图所示：

使用猪用B超检测母猪配种成功的超声图像会出现一个个小圆圈如图所示：甘道夫猪用B超GDF-K7在猪场的主要用途

- 1.检测怀孕
- 2.估算胎仔数
- 3.诊断子宫疾病
- 4.观察胎儿发育

技术参数:

型 号: GDF-K7

监视器尺寸: 6.4英寸

探 头: 6.5MHZ电子线阵直肠探头

显示模式: B、B+B、4B、B+M、M

图像灰阶: 256级

图像存储: 64帧

动态范围: 0-192dB ( 调节范围64-192dB )

电影回放: 400帧

扫描深度: 70mm-240mm

图像翻转: 上/下、左/右

焦点调节: 焦点数、焦点位置

体 标: 16种

图像处理: 伪彩、灰度校正、图像平滑、直方图

频率调节: 3档

帧相关调节: 支持

扫描角度: 可视可调

测 量: 距离、周长、面积、体积、孕龄、预产期

字符及注释: 日期、时钟、姓名、PID、年龄、性别等

报告输出: 支持

输出接口: USB2.0、VIDEO

工作时间: 大于3小时

尺 寸: 265mm\*46mm\*153mm

净 重: 800g

功 耗: 45W

扩展功能: 可配接多种高频探头

猪用B超母猪B超今日报价表多少钱一台快来咨询甘道夫兽用B超猪用B超品牌厂家为大家提供今日猪用B超报价表动物B超价格表