

0-4 车载运输箱

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 0-4 车载运输箱 |
| 公司名称 | 北京福意联医疗设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:福意联车载运输箱 型号:FYL-YS-81A 产地:北京(FUYILIAN)-福意电器 |
| 公司地址 | 北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502 |
| 联系电话 | 13811305852 13910804759 |

产品详情

0-4 车载运输箱有福意联生产。北京福意联有限公司希望能有机会为更多的公司提供高性价比的售前、售中、，并愿为有信誉度的企业建立良好的合作伙伴关系。我们不仅新产品，更愿意持续为顾客提供解决方案，根据不同企业要求，为其量身定制产品，全面服务于各地的客户。无论订单多少，我们都力求保质、保量，按时做好每一份订单。

产品技术参数

【型 号】 FYL-YS-81A

【产品规格】 791 × 483 × 533

【净 重】 31kg

【毛 重】 34kg

【使用电压】 DC 12V/24V

【冷 媒】 R134a

【体积容量】 81L

【内部结构】 单内胆

【制冷方式】 压缩机。电子控温

【额定功率】80W

【发泡剂】C5H10/C-Pentane

【外壳材质】钢材喷涂

【温控范围】10 ~ -18

【耗电量】0.54KW*h

【结构特点】

- 1、钢化镜面门盖，坚固，防划，安全，简约，商务范，彰显了、厚重、大气、雅之特色。
- 2、选用“丹佛斯”压缩机，无氟R134a制冷剂，超强制冷，寿命长，性能优，低噪音，内置防震装置可保产品在颠簸的环境中正常工作，确保储存物品的安全，稳定性。
- 3、内置储物篮筐，您可安全分类储放物品，防止物品交叉感染的同时避免混装带来的不便。
- 4、LED绿频液晶显示面板，温度调节，零下18度-10度之间每度可调可控，调设温度增减量为0.5℃，可实现显示温度与内部实际温度的相对度。
- 5、“三合一”多重功效使用，冷藏，冷藏+冷冻，冷冻，可实现制冷与强制冷无限转化。
- 6、箱体内部选用科技合金铝制内胆，不仅强度，无磨损，且传冷均匀速度快，健康。
- 7、“高，中，低”三档位电压保护系统。确保您安全放心使用。防止电压不稳定性对机器的损害。针对当地不同的电压情况及时调整档位达到符合产品电流电压正常运行的效果。
- 8、智能微电脑自检提示系统，E1-E6简易故障代码显示，轻松避免操作失误，简单处理机器运行小问题。
- 9、密度环戊烷发泡层，保温性能强，超强密封性。
- 10、不锈钢牢固门锁，坚固拉手，便于搬运及携带。
- 11、车载与室内共用，可逆变器转化实现交直流使用。
- 12、产品采用强度精工冷轧板外壳，镀锌喷粉桔皮处理工艺，具有美观，耐磨，防腐，坚硬等特征。
- 13、冷链运输箱可实现温度实时监控，实时上传，实时打印功能（选配）。

车载冷藏、冷冻配送及运输系列，卧式车载冰箱

-25-10、-19 -10 系列（12V\24V\220V）

FYL-YS-30L 【外形尺寸】560x400x397mm 【内径尺寸】266x310x312mm 容量30L

FYL-YS-45L 【外形尺寸】650x400x430mm 【内径尺寸】355x310x345mm 容量45L

FYL-YS-60L 【外形尺寸】650x400x520mm 【内径尺寸】355x310x435mm 容量60L

FYL-YS-108L 【外形尺寸】605x570x932mm 【内径尺寸】475x375x545mm 容量108L

FYL-YS-158L 【外形尺寸】955x585x825mm 【内径尺寸】835x400x430mm 容量158L

FYL-YS-178L 【外形尺寸】965x520x855mm 【内径尺寸】830x400x460mm 容量178L

FYL-YS-258L 【外形尺寸】1040x630x910mm 【内径尺寸】905x425x500mm 容量258L

FYL-YS-258L 【外形尺寸】1048x560x905mm 【内径尺寸】905x425x500mm 容量258L

-12-10 系列（直流）（12V\24V\220V）立式车载冰箱

FYL-YS-50LL 【外形尺寸】430 × 480 × 514 【内径尺寸】307 × 400 × 402 容量50L

FYL-YS-100LL 【外形尺寸】485 × 490 × 843 【内径尺寸】305 × 306 × 607 容量100L

0-4 车载运输箱特点：

- 1、采用的微型压缩机制冷技术，数字式按钮控制温度，适时显示温度变化情况。
- 2、
、
、
，轻便，使用寿命长,耗电少，体积小；配备变压器室内也可使用。
- 3、“福意联”牌运输设备，可根据需要调节温度，同时满足采集样品对温度的要求。
- 4、采用智能电脑温控系统，LED数字显示、温度设置简单、。可调范围 -19 ~ 10 ；

* 选用直流压缩机制冷速度快，无氟制冷剂；

* 高密度无氟绝热层，保温效果良好；

* 采用蒸发，实现高效制冷效果；

* 在常温24小时交替试验，停断电保温测试均达到规定的各项指标；

* 车内使用：直接连接车内点烟器的12V直流电源；

* 室内使用：接室内220V交流电源；

使用方法：

- 1、在使用之前，请先仔细阅读技术说明书。
- 2、开机接通电源，长按开关机键即整机起动，采用自动控制程序，无须调节任何部件。

- 3、工作:待箱体湿度达到要求后，迅速、逐渐将储存品均匀放入箱体内。
- 4、停机:使用完备后，需要停机时，按开关机键关闭机器，切断电源即可。
- 5、产品出厂前已严格进行测试和检验，用户勿随意改装。如有必须请先咨询厂家注意事项。
- 6、待箱内温度恒温后，逐渐将储存物品放入箱体效果更好。
- 7、使用时，储存物品尽量放置保持间隙、均匀，这样有利于通风和保持温度均匀度。
- 8、开关机时长按开关机键即可。