

香料水分测定仪厂家直销

产品名称	香料水分测定仪厂家直销
公司名称	厦门精凡科技有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	发货期:24小时内 型号:XFSFY-50A 产地:浙江
公司地址	厦门市同安区瑶江里151号201室
联系电话	0592-7360878 13306018891

产品详情

香料水分测定仪采用进口的传感器，精度高测试准确，能够快速测定香料样品的水分含量。香料(Perfume)亦称香原料，是一种能被嗅感嗅出气味或味感品出香味的物质，是用以调制香精的原料。除了个别品种外，大部分香料不能单独使用。香料分为天然香料和人造香料，其中天然香料包括动物性天然香料和植物性天然香料；人造香料包括单离香料及合成香料。

香料水分测定仪又称作是香料水分检测仪，香料水分测量仪，香料水分测试仪。它是一种新型快速的水分检测仪器，采用环形卤素灯加热源加热，能够快速加热干燥样品的水分，而且不会损伤样品表面使得样品表面烧焦，这是因为环形卤素灯加热的方式是热辐射，能够均匀加热样品，我司对软件进行了优化升级，简化了操作步骤，无需人工计算就可以准确测量并直接显示样品的水分含量值，实现了智能化操作。

香料水分测定仪的精度取决于电子称重传感器的称重精度。XFSFY-50A采用的是德国进口的HBM称重传感器和英国的ARM处理器，精度高且处理速度快。香料水分测定仪XFSFY-50A与采用国产传感器的水分仪相比，在精度、性能稳定性以及重复性方面香料水分测定仪XFSFY-50A有着搭载国产传感器的水分仪无可比拟的可靠性。与国际烘箱法相比，香料水分测定仪XFSFY-50A的测量结果与国际烘箱法有很好的 consistency，但是它的速度更快，只需要几分钟就可以完成测量，而国际烘箱法可能要几个小时甚至数天。

香料水分测定仪准确稳定的性能，方便快捷的操作深受广大用户的认可，目前已经广泛应用于一切需要快速测定水分的行业，满足各行业的应用要求，如塑胶、橡胶、化工、医药、食品、等行业中的生产过与实验过程中。

技术参数:

型号

XFSFY-120A

XFSFY-120B

XFSFY-50A

XFSFY-60A

Zui大称量值

120g

120g

120g

120g

显示分度值

0.001g

0.002

0.005g

0.01g

可读性

0.01%

0.02%

0.05%

0.1%

称重传感器

德国HBM传感器

处理器

英国ARM

加热源

卤素灯

干燥方式

自动手动定时

加热方式

标准、快速、温和

停机方式

自动停机、计时停机、手动

温度设置

室温- 180 增温1 ° C)

测试数据

烘干前重量、烘干后重量、水分值、固含量、温度、测试时间

重量校准

100g

称盘尺寸

110 (mm)

通讯接口

标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备

外形尺寸

330*205*165(mm)长宽高

包装尺寸

410*315*335 (mm)

毛 重

4.6kg

测试步骤：

- 1.在0.000的状态下,把测试样品放在样品盘里面（均匀的铺开）
- 2.合上盖子,按Start开始加热测试。
- 3.测试完后屏幕直接显示样品的水分含量,按Set来切换各种参数,再按一下Start返回下一个样品测试.

使用香料水分测定仪可以检测香料产品的水分含量，在加工和保存过程中能够适时调整工艺保证产品的水分含量不过高。香料主要用途是用于调配香精，香精亦称为调和香料。植物性香料通常用于炖肉等的添加，可使食物香味浓郁。香料香精广泛用于香皂、洗涤剂、各种化妆品（冷霜、雪花膏、发乳、发蜡、洗发精、花露水和香水等）、护肤美容品、牙膏、空气清洁剂和杀菌剂等环境卫生用品，糖果、饼干、饮料、烟、酒、豆乳、奶制品、植物蛋白食品，以及医药、纸张、塑料、皮革、织物等的加香。