

光化学反应仪(汞灯、氙灯、LED)

产品名称	光化学反应仪(汞灯、氙灯、LED)
公司名称	北京纽比特电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	纽比特:NBT 光化学反应仪:PhchemIII 北京:海淀区
公司地址	北京市海淀区高里掌路1号
联系电话	010-82433150 13521743506

产品详情

光化学反应仪(汞灯、氙灯、LED)

Phchem系列光化学反应仪可提供分析反应产物和自由基的样品，测定反应动力学常数，测定量子产率等，广泛应用化学合成、环境保护以及生命科学等研究领域。主要用于研究气相或液相介质、固定或流动体系、紫外光或模拟可见光照、以及反应容器是否负载TiO₂光催化剂等条件下的光化学反应。此反应仪的出现大大加快了实验步伐，实现多个平行样的反应，提高了实验效率，有效保证实验条件的一致性。

可配备反应器，另外做实验。

光化学反应器（光催化降解反应器）由冷阱和反应器两部分

选型指南：

型号

描述

配置

PhchemI

12个样品

- (1) 500W可见氙灯1只；
- (2) 500W紫外汞灯1只；
- (3) 搅拌控制器1台；
- (4) 搅拌装置1个[含相应滤光片]；
- (5) 75ml试管12个；
- (6) 搅拌子12个；
- (7) 护目镜1副；
- (8) 防护手套1副；
- (9) 光学暗箱1个；
- (10) 通气接头12个；
- (11) 橡胶塞12个。

PhchemII

12个样品/公转

- (1) 500W可见氙灯1只；
- (2) 500W紫外汞灯1只；
- (3) 搅拌控制器1台
- (4) 搅拌装置1个[含相应滤光片]；
- (5) 75ml试管12个；
- (6) 搅拌子12个；
- (7) 护目镜1副；
- (8) 防护手套1副；
- (9) 光学暗箱1个；
- (10) 通气接头12个；
- (11) 橡胶塞12个。

PhchemIII

12个样品/公转+独立搅拌。

- (1) 500W可见氙灯1只；
- (2) 500W紫外汞灯1只；
- (3) 搅拌控制器1台
- (4) 搅拌装置1个[含相应滤光片]；
- (5) 75ml试管12个；
- (6) 搅拌子12个；
- (7) 护目镜1副；
- (8) 防护手套1副；
- (9) 光学暗箱1个；
- (10) 通气接头12个；
- (11) 橡胶塞12个。

PhchemIIIS

升级款/12个样品/公转+独立搅拌

- (1) 500W可见氙灯1只；
- (2) 500W紫外汞灯1只；
- (3) 搅拌控制器1台；
- (7) 护目镜1副；
- (8) 防护手套1副；
- (9) 光学暗箱1个；

- (4) 搅拌装置1个[含相应滤光片]； (10) 通气接头12个；
- (5) 10ml、25ml、75ml试管各12个； (11) 橡胶塞12个；
- (6) 搅拌子12个； (12) 可见光(400W金卤灯,属于赠品试用光源)。

PhchemIIISD

升级款/12个样品/公转+独立搅拌/双搅拌

- (1) 500W可见氙灯1只； (7) 护目镜1副；
- (2) 500W紫外汞灯1只； (8) 防护手套1副；
- (3) 搅拌控制器1台 (9) 光学暗箱2个；
- (4) 搅拌装置2个[含相应滤光片]； (10) 通气接头12个；
- (5) 10ml、25ml、75ml试管各12个； (11) 橡胶塞12个；
- (6) 搅拌子12个； (12) 可见光(400W金卤灯,属于赠品试用光源)。

PhchemIIIL

升级款/12个样品/公转+独立搅拌

- (1) LED光源控制器1台； (7) 护目镜1副；
- (2) LED头12个任选； (8) 防护手套1副；
- (3) 搅拌控制器1台 (9) 光学暗箱1个；
- (4) 搅拌装置1个[含相应滤光片]； (10) 通气接头12个；
- (5) 10ml、25ml、75ml试管各12个； (11) 橡胶塞12个；
- (6) 搅拌子12个； (12) 可见光(400W金卤灯,属于赠品试用光源)。

HW0810

恒温槽

光化学专用, 20L/min, 5-100。