

医用超声保护套P9100

产品名称	医用超声保护套P9100
公司名称	佛山市厚朴医疗器械有限公司
价格	8.00/个
规格参数	4 ' ' 宽:24 ' ' 长 5 ' ' 宽:48 ' ' 长 6 ' ' 宽:96 ' ' 长
公司地址	顺德区杏坛镇德富路68号佛山军民融合产业园2号楼403
联系电话	0757-29380787 18665024108

产品详情

【产品名称】超声保护套

【规格型号】HP9100PU/PE 10x61cm、HP9101PU/PE 10X122CM、HP9102PU/PE 10x244cm、HP9103PU/PE 13x61cm、HP9104PU/PE 13x122cm、HP9105PU/PE 13x244cm、HP9106PU/PE 15x61cm、HP9107PU/PE 15x122cm、HP9108PU/PE 15x244cm

【企业名称】佛山市厚朴医疗器械有限公司

【注册地址】佛山市顺德区杏坛镇德富路68号

佛山军民融合产业园2号楼403

【生产企业】佛山市厚朴医疗器械有限公司

【售后服务单位】佛山市厚朴医疗器械有限公司

【医疗器械产品备案号】粤顺械备20180019号

【医疗器械生产备案号】粤顺食药监械生产备20180011号

【组成】主要由透声薄膜组成。

【预期用途】与超声类治疗仪配套，安装于治疗头透声窗上，用于防止患者交叉感染。

【使用方法】1. 使用本品前，先检查超声保护套的型号与探头尺寸是否匹配。

2. 拆开产品包装，将探头套入保护套内。

3. 沿箭头方向拉开保护套，将电源线一起包住。

4. 用橡皮筋或双面胶固定保护套头尾部。

5. 进行超声检查。

6. 检查完成后拆下保护套。

【禁忌症、警示提示性说明】适用于体外超声诊断，不可用于侵入式超声探查（如阴道、肛门等）；不可二次使用。