

车载冷藏箱-19-10

产品名称	车载冷藏箱-19-10
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	28800.00/台
规格参数	品牌:福意联车载冰箱 容积:30/45/60L 库存:现货
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

车载冷藏箱-19-10 品牌-福意联坚持“以德敬人，以诚立人”的企业精神，秉承“质量更佳、服务更优、创新更快，争创优良”的经营理念，福意联人通过艰苦扎实的努力、高度的责任心和事业感，打造企业核心竞争力，关注客户需求，以科技创造美好生活。专为企业用户，大学院校，研究机构，卫生单位，质检单位等提供质量可靠的产品和服务，同时也可根据客户所属的不同，为客户提供相关的仪器解决方案和仪器方面的需求。

车载冷藏箱-19-10 用途：主要应用于：、样品、生物冰箱试剂、运输保冷、制品、成分血样、环保采集、食品等冷藏保温。

车载冷藏箱-19-10 参数：

- 1.产品型号:FYL-YS-45L
- 2.额定电压:DC12-24V/AC220V（交直流两用）
- 3.产品形式：上开门，冰箱门盖可拆卸
- 4.额定功率:55W
- 5.制冷剂:R134a
- 6.温控范围:-19 ~ +10 每一度恒温调节
- 7.外形尺寸:650x400x430（长-宽-高）

8.内部尺寸:355 × 310 × 345

9.容 积:45L

10.重 量:20kg

11.温度显示:LED数字显示，自动显示箱体内部温度

12.保温材料：高密度无氟绝热层，保温效果良好

13.压缩机：选用直流压缩机制冷速度快，无氟制冷剂，运转平衡、噪音低、使用寿命长

14.温度设置显示板有记忆功能，冰箱电路设计采取延时启动，保障机器运行。

15.冰箱采用微机处理，可对故障自动检查，根据指示灯进行调节。

16.具有ISO9001质量管理体系证书和ISO14001环境管理体系证书和产品自检报告。

产品配置清单：

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格证1张
- 4、汽车点烟插头电源线

车载冷藏箱-19-10 产品特点：

- 1、本冰箱为卧式车载，可根据需要调节温度，一起满意深冷速冻和保鲜需要;
- 2、基本配置 可用于保存、生物冰箱材料、、药剂等；
适用于科研院所、血站、医院、防疫站及畜牧体系
- 3、选用优良的优良压缩机制冷，数字式接触按钮操控温度,当令显现温度改变状况，并可以自在调节。
无噪音、无污染，绿色环保，节能轻便，运用寿命长,耗电少，布简略，体积细巧，室表里均可运用
- 4、速冻开关设置满意你不同的需要。
- 5、经过抗波动抗震动测试，性能温度。
- 6、发泡门体保温效果更好，更利于物品的保存
- 7、意大利进口电子温控器，温度随你调节
- 8、电子温控，恒温-19 -10 ，精度，数显温度指示。

9、DC12V/24V电源，适用车载运送。（选配AC220V电源）

10、选用优良的进口密封式压缩机，不含氟利昂。

11、进口箱体，优良PU保温层，密封保温性能好，多种维护装置：低电压维护装置，电路保险丝维护，自动电极方向维护装置。

车载冷藏箱-19-10 产品使用注意事项：

1.使用前请阅读说明书后再操作。

2.在使用冰箱储存物品时，请在使用前检查冰箱的制冷能力是否符合所需存放物品的存放条件。

3.冰箱设有内置容器蓝，取物方便，便于清洗，储存物品不会出现与内箱体冻结现象，冰箱内盖可拆卸，方便使用。

4.再打开包装时李曼有配置的容器蓝，电源线，提手，说明书，合格证，保修卡。

5.请将产品放置于干燥场所，并注意防雨水。

6.请不要将电路装置直接与发热体：电炉，热水等靠近，同时也要避免其直接暴晒在猛烈的阳光下。

7.在安装使用冰箱时候，要保证冷凝器上释放的热量可以得到有效的释放；冰箱与周围物体应保持10cm以上距离

8.冰箱在流动场合使用应用/带固定

9.冰箱可直接接12v或者24v直流电源；在接电之前，请检查供电电压是否符合产品的运行电压要求

10.如果电源线过短或者与你使用的冰箱型号不符，请购买相符合的电源线。