

用融化甘露醇仪器

产品名称	用融化甘露醇仪器
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联融化甘露醇恒温箱 型号:FYL-YS-430L恒温箱 尺寸:595 × 565 × 1440mm
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

用融化甘露醇仪器使用说明:加热溶解前确认结晶甘露醇，瓶体无裂缝，药液在有效期内，然后根据甘露醇加热柜体积大小放入相适应数量的甘露醇竖放于托盘上，启动甘露醇加热柜，调节温度加热后，体积小的结晶可基本溶解，体积大的结晶明显缩小，如结晶较多或较大加热短时间未完全溶解的，在放入甘露醇加热柜内高温存放数小时后，结晶即可完全溶解。溶解后待甘露醇结晶溶解液体温度与体温相近后立即使用，也可在调至25度以上，防止甘露醇再次结晶。

1.液体恒温箱规格参数：

2.产品型号：FYL-YS-281L

3.产品形式：立式

4.噪 音：46dB (a)

5.功 率：160W

6.电压/额定频率：220V/50Hz

7.温度范围：0-100 每一度恒温调节

8.玻璃门：三层高强度钢化玻璃，保温效果好、透明度高

9.外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440mm

10.内径尺寸（宽×深×高）：504×425×1215mm

11.保温性能：采用高密度聚氨酯整体发泡，门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条。

12.内腔/搁架：箱体内部全不锈钢内胆；7层不锈钢搁架，可任意调节高度

13.温度显示：微电脑程序控制温度，LCD数码显示，自动显示箱体内部温度

14.安全锁：双安全锁设计，防止随意开启

15.报警功能：高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警

16.双系统：制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。

17.风道设计：采用风道设计和循环系统设计。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环，温度恒温稳定。

18.箱体：箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行防静电\喷塑处理。

甘露醇是医疗行业常用液体。因其特性以甘露醇会其容易发生结晶。福意联经过十几年潜心出独有技术的甘露醇加温柜，用于医疗行业溶解结晶甘露醇，用于保温甘露醇防止结晶。福意联的甘露醇溶解加温柜，采用翅片式加热技术不会对甘露醇造成损害。使甘露醇在zui稳定的状态下提升温度，解决了传统加温的弊端，不会出现忽然加温造成的爆瓶，涨袋现象。模拟人体加温，智能电脑控温，回温系统保持箱内持续恒温，不会出现温度暴升暴降不会对药效产生损害，加热更安全方便快捷。

福意联作为医疗恒温设备的，经过十几年的钻研和摸索不断的为医疗行业贡献着力量。用一份感恩社会之心，回报社会之情去孕育。我们福意联会继续带着这份感恩之心为广大用户推出更多的高质量，高价值、高的高端产品，为与广大客户朋友们实现更大的合作双赢提供更便捷的服务。真正的为民族医疗事业做出贡献。

在选购恒温箱时要选择正规厂家的恒温设备。如：型号：FYL-YS-430L、FYL-YS-150L的产品，控温范围在2 ~48 ，控温且每度可调可控。430升的产品多为供应室选用，150升的产品多为百级手术室选用，因为容积小，仅存放当天手术需加温的被服。一些三甲的百级手术室通常选用FYL-YS-151L、FYL-YS-431

L的产品。控温范围在0 ~100 ，产品优点控温范围广，具有高低温报警，断电报警、传感器故障报警等等。由于报警功能完善，以受到使用者的青睐。

以人为本，以患者为，打造人性化手术室，从恒温环境开始。