

# 毛驴B超母驴B超厂家报价大全

产品名称	毛驴B超母驴B超厂家报价大全
公司名称	河南优力牧农业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区经七路21号4002室（注册地址）
联系电话	15981891957

## 产品详情

毛驴B超母驴B超发情测孕仪价格多少钱使用甘道夫驴用B超马用B超可以快速诊断驴马发情情况卵泡大小，发情时间选择理想的配种时间对驴马进行配种，极大的缩短了驴马发情时间和妊娠时间，甘道夫动物B超通过长期的驴马妊娠诊断经验认为使用甘道夫驴马动物B超在马驴配种15天即可判断出来是否配种成功准确率高达，同时可以快速检测驴马子宫炎症，囊肿，积水等生殖疾病，使用驴马B超快速发情测孕仪为驴马进行发情妊娠诊断方法跟牛一样都是在直肠内进行测量，如图所示：毛驴B超母驴B超发情测孕仪价格多少钱

使用驴马用B超对母马进行妊娠(怀孕)诊断是提高驴马匹繁殖率的重要措施。对确诊已怀孕的母驴马，应注意饲养管理与合理使役，认真做好保胎工作，以免造成流产。对未怀孕的母马，要抓紧配种，发现生殖道疾病应及时治疗，以减少空怀。因此使用动物B超兽用B超对已配过的母马要按期及时进行妊娠检查是规模化养殖场必须进行的繁育工作。

母马妊娠的表现 母马配种后，如不再出现发情，一般说明已经受胎，但也有少数例外的，使用驴马B超快速发情测孕仪可以快速诊断出母马是否配种成功准确率高达，同时可以可采用试情的办法，即从zui后一次配种后10天开始试情，每隔2~3天试情一次，到一个月以后可改为10天一次直到二个月后为止。这样有时可发现少数母马即使受胎，也有发情的表现；另外也有少数母马配种后也不发情，但实际上没有受胎。所以要特别注意区别这种假发情和假妊娠的母马，并参考其他方法来判断，以免造成流产或失配。使用甘道夫驴马B超检测驴马发情卵泡超声画面如图所示;驴马发情优质卵泡一个黑色的小圆圈

使用甘道夫马用B超发情测孕仪检测下母驴发情卵泡变化规律如下

(1)母马怀孕16---25天时，两子宫角收缩，细而圆，硬实，形如腊肠，孕角有胚泡的一侧子宫角稍膨大，有局限性波动，两角分叉部有深凹小沟，可摸到孕角卵巢有不正形妊娠黄体存在。(2)怀孕26—,35天时，两角分叉部小沟深凹明显，孕角子宫局部膨大，直径达4"--6厘米，胚泡如鸡蛋大小。妊娠黄体增大。(3)怀孕36—,45天时，两角分叉部小沟更深，孕角胚泡直径有6—,10厘米，似拳头大，孕角稍下沉。(4)怀孕二个月时，孕角胚泡增尺，直径有1@--,15厘米，由于重量增大，逐渐向腹腔前方下沉，两侧卵巢向中间靠近。

甘道夫驴马B超发情测孕仪具有屏幕大清晰度高操作方便简单易学性价比高免费技术培训服务等众多优势

, 欢迎大家前来咨询考察交流学习。

功能：

- 1.检测怀孕
- 2.诊断子宫疾病
- 3.观察胎儿发育

技术参数：型 号: GDF-K8

扫描方式: 电子线阵

显示器尺寸: 7.0"LCD

探 头: 6.5MHZ变频电子线阵直肠探头

工作频率: 2.0MHz~10 MHz

显示模式: B、B+B、B+M、M、4B

扫描范围: 凸阵60°~150°

焦点调节: 焦点数、焦点位置

体 标: 8种

图像处理: 伪彩、灰度校正、图像平滑、直方图

频率调节: 3档

帧相关调节: 支持

扫描角度: 可视可调

测 量: 距离、周长、面积、体积、孕龄、预产期

字符及注释: 日期、时钟、姓名、PID、年龄、性别等

图像灰阶: 256级

扫描线数: 512线/帧

帧 率: 30帧/秒

数字扫描变换器: 512 × 512 × 8bits

整机尺寸: 228mm × 152mm × 37mm

整机重量: 981g

内存容量: > 8GB

电池规格: 3000mAh/7.4V

标准配置:

主机 (含一块锂离子电池)

6.5MHz变频电子线阵探头

使用说明书

电源适配器

背带

可选配置:

3.5MHz电子凸阵探头

锂离子电池

毛驴B超母驴B超发情测孕仪价格多少钱快来咨询甘道夫驴用B超厂家