

# 生物质成型颗粒发热量检测仪器、生物颗粒大卡化验仪

产品名称	生物质成型颗粒发热量检测仪器、生物颗粒大卡化验仪
公司名称	鹤壁市宏科仪器仪表销售有限公司
价格	600.00/套
规格参数	品牌:宏科 型号:ZDHW 产地:鹤壁宏科
公司地址	河南省鹤壁市山城区红旗街西段通用厂家属院对面
联系电话	18639224409 18839228448

## 产品详情

### 生物质成型颗粒发热量检测仪器、生物颗粒大卡化验仪

1.采用计算机控制方式，自动化程度高，操作简单方便，数据处理功能丰富，用户能方便查询历史试验数据、当天数据、平行数据等；软件人性化设计，若由于人为输入发生的错误，试验可不必重新做，只要改正错误数据，软件将重新计算，给出正确结果。

2、自动向内水筒定量注水，自动控制仪器内外筒水温，自动完成试验全过程，大大降低了人为误差。

3、该设备重复性好，且可长时间工作，连续试验，仍具有很好的性能和可靠度。

4、该设备结构紧凑，外形美观，人性化设计，设备按有脚轮，使搬运过程更加方便。

5、所有数据实测，真实可靠，不采用软件校正来改变测试结果，试验过程严格按照标准要求。

1、燃烧总热值:30000000J/Kg(30MJ/kg)

2、燃烧热值重复性误差:动态 0.1%

3、测温范围：0 ~ 50 。

4、温度分辨率:0.0001 ,采用PT100传感器

5、氧弹容积：300ml。质量为3.2kg

6、内筒容积：2200ml

7、氧弹充氧压力0 ~ 3.5Mpa无漏气。

8、氧弹耐压性： 21Mpa水压。

生物质成型颗粒发热量检测仪器、生物颗粒大卡化验仪

9、搅拌功率：3W。

10、搅拌速度内筒：375r/min。

11、电源：AC 185~245V。

12、坩埚（不锈钢）二个。

13、单头氧弹二个。

14、点火丝1卷。

宏科生物质颗粒燃料化验设备专业检测固体生物质燃料及其原料等的全水份、分析水份、低位发热量、高位发热量、灰份、灰熔点、BMF破碎率、BMF抗碎强度、BMF密度等项目。可以检测各种生物质成型

燃料、生物质颗粒、生物质压块、树枝、树叶、树皮、各种木糠、木粉、棕榈壳、秸秆等生物质材料。

木屑锯末颗粒热值化验设备非常适用于测定固体生物质燃料、木材、锯末、木屑、木煤、松木杉木、树根、竹焦板、木材加工废料、杂草灌柴、果树剪枝枝条、山林抚育剩余物、枝桠柴和农作物秸秆、林业“三剩物”、农作物秸秆、玉米秸秆、玉米芯、棉秆、稻草以及生物质圆柱型成型料等固体可燃物的发热量。

检测木屑秸秆颗粒热值热量化验设备采用自动升降氧弹、自动调整内外筒温度，减小冷却校正系数，使测量结果更准确。

2、符合国标GB/T213-2008的规定“终点时内筒比外筒高1K左右”。

3、微机全自动量热仪保持了微机系统的全部功能，可同时运行通用软件进行其他事务处理，可自动标定量热仪系统的能当量（热容量），测量发热量，输入硫、水分、氢等数据，即可换算并打印出弹筒发热量、高位发热量、低位发热量等数据。

4、量热仪搅拌装置内筒采用片状桨叶的电动搅拌，外筒的搅拌采用潜水式电动搅拌，使搅拌更均匀、更方便。仪器采用熔断式点火方式。

5、微机全自动量热仪运行于Windows操作系统，全过程汉字提示、人机交互，即学即用，按提示操作即可完成试验。

生物质成型颗粒发热量检测仪器、生物颗粒大卡化验仪