

大小鼠抓力测定仪

产品名称	大小鼠抓力测定仪
公司名称	上海软隆科技发展有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市闵行区金都路4289号6幢306室（注册地址）
联系电话	021-54172191 13917267438

产品详情

BW-YLS-13A大小鼠抓力测定仪

一、概述

用仪器对大、小鼠抓力进行测试是为了评价药物、毒物、肌肉松弛剂、中枢神经抑制剂、兴奋剂等对动物肢体力量的影响程度，同时也可对动物的衰老、神经损伤、骨骼损伤、肌肉损伤、韧带损伤程度以及其恢复程度进行鉴定，这是一种使用范围很广的仪器。由于该仪器操作简单，使用方便，指标明确，特异性强而广泛地被国内外科科研工作者使用，收到了很好的实验效果。该仪器使用了大、小鼠不同的抓力板，适合大、小鼠不同大小的爪子，能测到动物真实而客观的抓力，仪器带有自动计算均值的功能，能大限度地减少读数误差，确保实验的准确性。仪器带有错值消除功能，能及时消除操作上的错误，剔除错值，提高数据的真实性，仪器可与PC机联机读取仪器数据进行数据处理。方便了实验人员。

大小鼠抓力测定仪BW-YLS-13A

二、主要技术指标

大拉力：0~2000g

读数精度：0.1g 大小鼠抓力测定仪BW-YLS-13A

拉力误差：0.3g 大小鼠抓力测定仪BW-YLS-13A

内电式时钟可运行10年，每小时误差 0.0828秒 大小鼠抓力测定仪BW-YLS-13A

时钟显示误差：<0.2‰

使用环境温度：5 ~ 40 大小鼠抓力测定仪BW-YLS-13A

有微机接口和应用程序 大小鼠抓力测定仪BW-YLS-13A

两种控制方式（脚踏开关和面板开关）

带有微型打印机 大小鼠抓力测定仪BW-YLS-13A

设有测试2~10次自动计算均值功能 大小鼠抓力测定仪BW-YLS-13A

配有两种抓力板（大鼠、小鼠） 大小鼠抓力测定仪BW-YLS-13A

抓力板面积：230mm×250mm（不锈钢材料，可拆卸式）

电源电压：交流190V~230V 50HZ 大小鼠抓力测定仪BW-YLS-13A

功率：20W

重量：7kg 大小鼠抓力测定仪BW-YLS-13A

体积：380mm×250mm×160mm 大小