

检测甲醇热值的仪器 甲醇大卡化验设备

产品名称	检测甲醇热值的仪器 甲醇大卡化验设备
公司名称	鹤壁市山城区英特仪器仪表厂
价格	.00/套
规格参数	品牌:鹤壁市英特仪器仪表厂 型号:ZDHW-9M 重量:55
公司地址	鹤壁市山城区长风路元泉村
联系电话	86-03922700039 13839234904

产品详情

检测甲醇热值的仪器 甲醇大卡化验设备 检测甲醇热值的仪器 甲醇大卡化验设备《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询：138.3923.4904甲醇热值化验仪器，醇基燃料热值检测仪，甲醇热值测定仪，柴油热值检测仪器，测试煤焦油热值的仪器，汽油大卡化验设备，检测汽油大卡的设备，重油热值化验仪器，测试燃料油热值的仪器

标配清单：

热值测试仪主机1台、充氧仪1台、氧气减压器1个、氧弹1个、苯甲酸1瓶、不锈钢坩埚2个、点火丝2卷、氧弹密封圈2套、称料勺1套、镊子1把、10ml量器1个等等。

环境要求：

- 1、热量室应作为发热量测定专用室，室内不得进行其它试验工作；
- 2、室内应配备窗帘，防止阳光直射；
- 3、每次测定温度变化不超过1 为宜；冬夏室温差以不超过15~30 为宜。因此，有条件者应配制空调设备；

标准配置:

主机一台、充氧仪一台、减压器一个、氧弹一个不锈钢坩埚五个、氧弹密封胶垫

所有数据实测，真实、客观，不采用软件校正改变测试结果、拼凑数据。

结构合理，运行稳定、安全、环保。

系统结构布局合理，避免机械故障，仪器运行稳定等特点

智能控制，操作简单便捷。

实验数据准确，可采信，不存在首次实验结果作废的问题

自动定量内筒水量、调水温，自动完成测试全过程

自动调节外桶温度，测试结果不受环境变化和试验次数影响。

热容量长期稳定。

内置水质净化装置，保证长时间试验水质稳定。

采用高科技无噪声半导体制冷装置和高精密度控温装置，水循环采用德国进口磁力泵。

采用逻辑控制技术控温精度稳定性好。

采用高精度高温定性的24位A/D，保证测温精度、测试线性度和准确度符合国标

软件用VC++编制，采用了面向对象的软件设计原理。

全Windows界面，功能强大，操作简单，运行可靠。试验数据记录详尽，多种查询手段。

通用性强，用户可以根据需要自己设置各种参数。

精密度： 0.1%；

测温范围：5 ~ 40 ；

分辨率：优于0.0001 ；

热容量重复性：0.05% ~ 0.2%；

测试时间：15min(标准法)，10min(快速法)

环境温度：10 ~ 40 ；