

kds100 , kds200

产品名称	kds100 , kds200
公司名称	上海软隆科技发展有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市闵行区金都路4289号6幢306室（注册地址）
联系电话	021-54172191 13917267438

产品详情

KDS100单通道微量注射泵

简介：

KDS100单通道微量注射泵操作简单，只需3步，选择针筒型号，设定注射体积，设定注射速度。

KDS100单通道微量注射泵操作完毕后自动关机功能。

KDS100单通道微量注射泵注射体积和速度根据针筒型号自动调节。

背光LCD显示参数，自动储存最后的参数。

一键即可安装更改针筒。

KDS100单通道微量注射泵

简单易用，适用于大多数注射操作。

KDS100单通道微量注射泵参数：

型号

KDS 100

注射筒数/容量

1 / 10 μ l~60 ml

最低流速

0.1 μ l/hr

最高流速

10 ml注射筒

127 ml/hr

60 ml注射筒

423 ml/hr

140 ml注射筒

重量 kg

2

尺寸 W*D*H cm

23*15*13

直线推力kg

9

最小前进距离

0.529 μ m(1/2 step)

最大步速

400/sec(1/2 step)

最小步速

1/30sec(1/2 step)

精度

$\pm <1\%$

KDS200双通道微量注射泵

KDS200双通道微量注射泵可同时夹持两个注射器，容量10ul到140ml；

KDS200双通道微量注射泵具有注射驱动锁定/开启钮，防止误操作；

菜单方式进行设置，操作简单；

注射容量实时显示，完成设定值后自动停止；

注射容量和速率单位可以根据需要进行选择；

KDS200双通道微量注射泵参数可以在注射时进行查看或进行更改；；

参数设置自动保存，下次开机时不需要再输入

自动检测停止状态；

KDS200双通道微量注射泵内置RS232接口，可以通过串口进行计算机控制100个微量注射泵；

TTL接口进行计时、工作状态等控制；

可配置编程功能，按键输入控制程序，注射时间和速率可调，并可以在12个小时内设置8个Step，每个Step独立设置参数。

可升级为可多步骤编程型号KDS200P。

± 0.1%