



ph试剂水质酸碱检测试剂（诚招全国合作伙伴）

产品概述：

多年来，人们对酸碱度的测定方法一般有两种：一种是用ph试纸；另一种是用ph测试仪。前者检测精度低，误差大，特别是无法检测非常弱的缓冲溶液或浓度过低的酸碱溶液；后者虽然准确度高，但仪器价格较贵，操作繁琐。

潍坊蓝雁经贸公司科技人员经多年研究，成功研制并开发了ph检测试剂。本试剂克服了上述两种传统的对酸碱检测的缺点，简化了操作，降低了检测成本，效果显著，数据可靠。本所研制生产的ph试剂系采用进口原药、最新工艺配方在产品的碱酸性的测试上，一目了然，并附配套的色别表。

产品特点：精确度高，易于操作，价格低廉，携带方便。（10ml/瓶的包装可用150次左右，而ph试纸则小于90张）

应用范围：可测任何ph值在4——10之间的无色酸碱溶液，用本品检测均可呈现色别表上相应的色泽反应。

精确度：可检测非常弱的缓冲溶液（0.005%）或及浓度过低（0.005%）的酸碱溶液。

包装、贮存期：10ml/瓶精装 含量99%保质期3年。

用法：将本试剂滴3—4滴于50ml被测溶液中摇匀，也可以根据需要减半量被测溶液，滴1—2滴试剂，根据显示的颜色对照色别表读得相应溶液的ph值。

应用领域：水产养殖、污水处理、实验室、锅炉制水、离子水、电力、造纸、制药、饮用水机、水杯、饮用水桶装水等。

专业生产ph酸碱测试液.oto余氯测试液，采用进口原料及最新配方生产，可为广大厂商提供贴牌.灌装等服务，规格有10毫升.及15毫升.500毫升及25升大桶装。本公司是捷达经络通治疗仪山东.江苏总代理，现面向山东.江苏部分地区营销培训.热诚欢迎有识之士、优秀销售团队加盟，共享丰厚利润。欢迎药店、医药公司、医院合作加盟。其他产品有：矿物质测试笔，ph测试笔，pp棉滤芯（可贴牌），水龙头净水器等！招商咨询：15863292000王志东，客服电话qq:15863292000  
朋友可通过银行汇款农行卡号：6228480290488083517王志东（潍坊市四平路分理处开户）建行卡号：62270022000000000000（行）汇款后请及时把收货地址发到手机：15863292000，默认圆通快递.需要其它快递的请提前说明

圆通快递 韵达快递：

山东省内运费首重8元+续重1元

江浙沪京津地区首重8元+续重3元

其它地区首重10元+续重5元

大件可发物流，以佳宜物流 佳吉快运 德邦物流为主，具体运费请咨询店主