

高通量多样品组织研磨仪

产品名称	高通量多样品组织研磨仪
公司名称	北京轩丰科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	轩丰科技:轩丰科技 XF-Y192:XF-Y192 北京:北京
公司地址	北京市海淀区甘家口27号二层北京滨棣永合宾馆 238室
联系电话	18210371071

产品详情

高通量多样品组织研磨仪是实验室样品制备常用工具，它通过碳化钨小球或不锈钢小珠在样品管内来回震荡实现样本的粉碎、混合、均化以及细胞破碎等，可以对硬性、软性、弹性等样品进行快速的粉碎和均相化处理，符合理化分析实验室的要求，配置不同体积、不同材料的研磨罐，可以进行干磨、湿磨及冷冻研磨，也可以进行细胞破碎和DNA/RNA提取，在农业、生物医药、食品、质检、高校等各行各业都有广泛的应用。

可研磨样品：

@.植物组织：根、茎、叶、花、果、种子等

@.动物组织：大脑、心脏、肺、胃、肝脏、胸腺、肾脏、肠、淋巴结、肌肉、骨骼等

@.真菌细菌：酵母、大肠杆菌等

@.食品药品：各类食品、药片等

@.塑料、聚合物：PE、PS、纺织品、树脂等

-----【更多型号和具体信息请来电咨询】-----

-----【轩丰科技厂家24小时联系人：刘刚】-----

-----【轩丰科技厂家咨询热线：18210371071】-----

-----【网站留言具有滞后性，请来电咨询】-----

产品名称	中通量组织研磨仪	高通量组织研磨仪
型号	XF-Y24	XF-Y192
研磨破碎原理	双臂水平振荡，研磨珠高速撞击	双臂水平振荡，研磨珠高速撞击
用途	动物组织、植物组织、细菌及微生物的裂解破碎	动物组织、植物组织、细菌及微生物的裂解破碎
样品容量	2X12X2.0ml , 2X6 × 5ml , 2X15ml	2X28X2.0ml , 2X12X5ml, 2X4X5ml , 2X25ml , 2X50ml , 2X96孔板
参数	振荡频率2000次/分钟，间歇定时模式	振荡频率1800次/分钟，振幅3mm；间歇定时模式
体积	320 × 160 × 450mm	320 × 200 × 460mm
净重	25Kg	26Kg

- 服务宗旨：1.向用户提供持续、、快捷的服务，构建优质服务品牌。
2.建立完善的服务网络，向用户提供专业化、标准化、多元化，产品化服务。
3.以用户为中心，以用户满意度作为衡量工作的重要标准。