

# 便携式粮食重金属检验仪

产品名称	便携式粮食重金属检验仪
公司名称	深圳市芬析仪器制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:深芬仪器
公司地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301-8号 101一二三层
联系电话	0755-36681369 17727825649

## 产品详情

便携式粮食重金属检验仪，深圳市芬析仪器制造有限公司生产的CSY-YJ系列便携式粮食重金属检验仪快速检测仪采用阳极溶出伏安法，检测精度、灵敏度高，以其极低的成本与高灵敏度的特点，可以取代传统的原子吸收方法，大量应用于化妆品、保健品、食品、药品、环境水质等领域检测。

联系人：刘先生 电话（微信）：13316887550

便携式粮食重金属检验仪检测项目：镉、铅、汞、砷、镉、铝、镍、锰、铜、锌、铁、钴等重金属

便携式粮食重金属检验仪适用范围：粮食、蔬果、水产品、海产品、肉制品、膨化食品、皮蛋、调味品等食品和水等。

便携式粮食重金属检验仪产品特点：

- 1、本仪器采用阳极溶出伏安法，检测精度、灵敏度高
- 2、检测时不受水样色度影响
- 3、采用无汞电极，安全环保
- 4、可实现多种元素同时检测，也可单独检测

- 5、检测方法：标准比较法、标准加入法、标准曲线法
- 6、扫描模式：线性扫描、常规脉冲扫描、微分脉冲扫描
- 7、软件可升级，可添加其他检测项目
- 8、可兼容其他检测项目：pH、电导、溶解氧、ORP等
- 9、显示：7寸电容触摸屏，安卓操作系统，中文操作界面
- 10、电源：DC12V可充锂电池，待机时间>4h
- 11、存储容量在2000组数据以上，USB2.0数据接口

便携式粮食重金属检验仪技术参数：

- 1、检测范围：0 ~ 60 mg/L(ppm)
- 2、最低检出限：0.1 ppb
- 3、准确度误差：± 10%
- 4、检测下限：0.1PPb
- 5、重复性误差：10%
- 6、检测时间：< 10 min（从样品处理到上仪器检测出结果时间在1小时内）
- 7、测量环境：5 ~ 50℃，95%相对湿度

核心科技：自主品牌 深芬仪器、中国制造、专利产品、技术保障运输保证:优质EPE珍珠棉缓冲材料、牛皮瓦楞纸、免熏蒸木箱满足出口及国内运输要求。售后保证:仪器免费保修一年,终身维护 值得信赖！

产品通过ISO:9001质量管理体系

产品通过ISO : 14001环境管理体系

产品荣获国家自主知识产权专利证书

产品荣获国家自主知识产权 计算机软件著作权