

甘露醇储存柜溶解箱

产品名称	甘露醇储存柜溶解箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	789456.00/台
规格参数	品牌:福意联 温度:2-48度/0-100度 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

甘露醇加热器用途：甘露醇注射液为脱水剂,在临床中常用于脑水肿患者,在急救药品中为常用药品,对患者有很好降颅压的作用。缺点为每年11月-4月不易保存,容易结晶。福意联甘露醇注射液防结晶保存柜，可用于已经结晶甘露醇在温度37~42度的环境里进行溶解，或25~27度的环境下保温，防止结晶现象的发生。

甘露醇加热器使用方法：加热溶解前确认结晶甘露醇，瓶体无裂缝，药液在有效期内，然后根据甘露醇加热柜体积大小放入相适应数量的甘露醇竖放于托盘上，启动甘露醇加热柜，调节温度加热后，体积小的结晶可基本溶解，体积大的结晶明显缩小，如结晶较多或较大加热短时间未完全溶解的，在放入甘露醇加热柜内高温存放数小时后，结晶即可完全溶解。溶解后待甘露醇结晶溶解液体温度与体温相近后立即使用，也可在调25度以上，防止甘露醇再次结晶。

甘露醇加热器参数：

产品名称:FYL-YS-150L

额定电压:220V

额定频率:50Hz

额定输入功率:100W

箱体尺寸: (W*D*H) :595*570*865mm

有效容积:150L

温控范围:2-48

产品名称:FYL-YS-280L

额定电压:220V

额定频率:50Hz

额定输入功率:160W

箱体尺寸: (W*D*H) :595*570*1445mm

有效容积:280L

温控范围:2-48

产品名称:FYL-YS-430L

额定电压:220V

额定频率:50Hz

额定输入功率:160W

箱体尺寸: (W*D*H) : 595*680*1805mm

有效容积:430L

温控范围:2-48

产品型号:FYL-YS-151L

额定电压:AC220V

额定输入功率:120W

噪音(声功计):42dB(A)

箱体尺寸 (W*D*H) :595*565*860mm

内部尺寸 (W*D*H) :504*487*634mm

有效容积:150L

净重:64kg

温度范围:0-100

产品型号:FYL-YS-281L

额定电压:AC220V

额定输入功率:160W

噪音(声功计):46dB(A)

箱体尺寸 (W*D*H) :595*565*1440mm

内部尺寸 (W*D*H) :504*487*1215mm

有效容积:280L

净重:99kg

温度范围:0-100

产品型号:FYL-YS-431L

额定电压:AC220V

额定输入功率:200W

噪音(声功计):48dB(A)

箱体尺寸 (W*D*H) :595*675*1795mm

内部尺寸 (W*D*H) :504*598*1570mm

有效容积:430L

净重:129kg

温度范围:0-100

甘露醇加热器公司介绍北京福意电器有限公司经营的科研医疗设备广泛应用于科研院校、医疗卫生、军事实验室、生物冰箱制药、食品加工、高校电子、药房、制药厂、血站、防疫站、卫生所、畜牧兽医站等。产品有：医疗恒温箱、干燥柜、、手术室液体恒温箱、手术室保温柜保冷柜、实验室冰箱、-20 冰箱、车载冷藏箱等系列产品。

甘露醇加热器相关：甘露醇注射液的适应症

(1) 组织脱水药。用于治疗各种原因引起的脑水肿，降低颅内压，防止脑疝。

(2) 降低眼内压。可有效降低眼内压，应用于其他降眼内压药无效时或眼内手术前准备。

(3) 渗透性利尿药。用于鉴别肾前性因素或急性肾功能衰竭引起的少尿。亦可应用于预防各种原因引起的急性肾小管坏死。

(4) 作为辅助性利尿措施治疗肾病综合征、肝硬化腹水，尤其是当伴有低蛋白血症时。

(5) 对某些药物过量或毒物中毒（如巴比妥类药物、锂、水杨酸盐和溴化物等），本药可促进上述物质的排泄，并防止肾毒性。

(6) 作为冲洗剂，应用于经尿道内作前列腺切除术。

(7) 术前肠道准备。

甘露醇的禁忌症

已确诊为急性肾小管坏死的无尿患者，包括对试用甘露醇无反应者，因甘露醇积聚引起血容量增多，加脏负担； 严重失水者； 颅内性-者，因扩容加重-，但颅内手术时除外； 急性肺水肿，或严重肺瘀血。