

# 甘露醇结晶溶解器

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 甘露醇结晶溶解器  |
| 公司名称 | 北京福意联医疗设备有限公司   |
| 价格   | .00/个   |
| 规格参数 | 品牌:北京福意联甘露醇结晶专用溶解器<br>发货方式:采用物流,全国发货<br>公司地址:甘露醇结晶专用溶解器(北京) |
| 公司地址 | 北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼<br>25层2502                           |
| 联系电话 | 13811305852 13910804759                                     |

## 产品详情

福意联另外我公司还提供各种试验器材和试剂。在公司员工不断的努力和广大客户的关怀下,我们的产品还会不断的完善,质量还会不断的优化,我们福意联比较分析原则:纵向与自己的过去比,横向与同行业比,没有比较就没有发展。

不断优化的原则:根据木桶理论,找出薄弱项,并及时整改,提高全系统水平。

甘露醇结晶溶解器由福意联制造。对于一个谋求发展的企业来说,企业的信誉、产品的品质成为企业赢得市场的重要组成部分,并在企业的经营管理中体现越来越积的意义。"福意联人"恪守诚信为本、客户至上的经营宗旨,以诚信求生存、图发展,使公司在激烈的市场竞争中拥有一席之地。用真诚与诚信,走一条适合自身的发展道路。

甘露醇结晶溶解器用于解决手术及注射等需要使用的液体加温和恒温保存,如:生理盐水加温、冲洗液、B超液加温,腹透液,甘露醇加温等。为防止在输液和手术过程中涉及到各种注入的液体温度过低,引起患者体温降低,加大手术的风险性。适用领域:适用于手术室、ICU、神经内科、门诊、卫生等。

福意联拥有恒温系列(4-38, 2-48, 37, 0-100)等各温度段的系列产品;本系列产品采用制冷、恒温双向方式,温度控制在2~48之间,可任意设定需要的数值,智能电脑温度控制器,数码显示,温度控制系统,使箱体内部温度均匀稳定。(具体信息请根据机型选择)

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

---

甘露醇结晶溶解器是北京福意联公司打造医疗加温设备，用于手术室，ICU病房，CT导管室，放射科，介入室，急诊科等。用于甘露醇/液体，生理盐水，造影剂，冲洗液，碘伏，透析液、病人被单等恒温加温。甘露醇结晶溶解器用于解决在输液过程中因外界气温较冷，进入人体内的药液会让人体温下降，致使病人（尤其是儿童与老弱患者）怕冷、发抖、四肢发麻，甚发生管痉挛，肌肉抽搐等严重症状。可有效防止低体温症状。

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保\*。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用优异钢板，可调搁架，使用便，经优良喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

推荐型号：

---

型号：FYL-YS-151L容量：150L温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L容量：280L温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L容量：430L温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

-----

甘露醇结晶溶解器特点：

3、门与箱体密闭处采用耐温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失，并可以延长加热元件寿命，有效保工作室的密封性。

4、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在温运行时热量不外传，保温效果好。自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

1、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数为方便，控温精度。

2、完善的报警系统，可实现低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警，保\*运行防止发生意外。

3、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

4、采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

甘露醇结晶溶解器实际案例图片

甘露醇结晶溶解器用于解决在输液过程中因外界气温较冷，进入人体内的药液会让人体温下降，致使病人（尤其是儿童与老弱患者）怕冷、发抖、四肢发麻，甚发生管痉挛，肌肉抽搐等严重症状。该产品对输入液体，对术中、术后低体温症的预防起到关键，减低手术风险。用于液体，生理盐水，造影剂，冲洗液，病人被单等恒温加温。福意联甘露醇结晶溶解器已成功为1670家。受到各大的一致好评。福意联还生产有各个温度段，各个体积的甘露醇结晶溶解器。欢迎各界人士来电咨询医用恒温箱。产品适可加温液体、冲洗液、造影剂、化学试剂、透析液、B超液等。用于手术室净化工程，可嵌入墙体，是净化手术室常用设备。

甘露醇结晶溶解器用途与：

甘露醇是医疗行业常用液体。因其特性以甘露醇会其容易发生结晶。福意联经过几年潜心研发出独有技

术甘露醇结晶溶解器，用于医疗行业溶解结晶甘露醇，用于保温甘露醇防止结晶。福意联生产的甘露醇结晶溶解器，采用翅片式加热技术不会对甘露醇造成损害。