

保温柜嵌入式

产品名称	保温柜嵌入式
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联保温柜嵌入式设计 外部尺寸 : 595 × 570 × 865mm:内部尺寸:520 × 440 × 660mm 外观颜色:蓝白\银灰
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

保温柜嵌入式现货用途：福意联根据洁净手术室规范量身制造优良产品，完全按精工制作，替代。埋入墙内式，为I级手术室产品。有效减低手术室低体温症的发生，使手术历程中利用的盐水、及保持在37度适合人体的温度。维护机体内整体平衡起到重要！

规格型号：FYL-YS-150L

工作条件：220V，50Hz

容积：150L

外部尺寸：595 × 570 × 865mm；内部尺寸：520 × 440 × 660mm；

输入功率：100W

储存温度：2 ~ 48

气候类型：N,SN

样式：立式旁开门，安全门锁设计，外门配锁，底部带脚轮，内部可调式层架

制冷方式：风冷

外观颜色：蓝白

材料

柜体材料：结构钢板，经、喷涂工艺，表面色泽柔和

内胆材料：内壁为医用材质，易于清洁（另有不锈钢内胆系列）

保温材料：高密度聚氨酯整体发泡，保温性能好；

功能介绍

控温方式：

01.智能电脑温度控制器，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温

02.高精度电脑温度控制系统，带独立多个温度传感器；数码温度显示，可显示箱内实时温度

03.完善的报警功能：高温、低温、系统故障报、断电报警、传感器故障等多种报警功能

04.键盘锁定功能，防止随意调整运行参数；门体带把手

05.采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。

特色功能：

01.电子温控器控制，温度LED大屏幕数字显示，箱内温度2 ~48 可调

02.采用独立高精度传感器控制、显示、报警确保出线传感器故障不影响正常使用

- 03. 微电脑控制，数字温度显示精度1℃，箱内温度控制在2℃~48℃范围内
- 04. 开机延时保护，避免同时启动造成电流过大影响其他设备及线路故障
- 05. 无霜设计，不需人工或者设备自动除霜
- 06. 箱体照明灯使箱体内部一目了然
- 07. 内置电钮扣电池，断电报警
- 08. 防凝露玻璃门设计，带锁结构，安全可靠，可在高温高湿的环境下使用
- 09. 此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间
- 10. 压缩机：采用全封闭高效压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

常规手术室保温保冷柜

型号：FYL-YS-150L 150L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595*570*865

型号：FYL-YS-230L 230L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595*590*1215

型号：FYL-YS-280L 280L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595*570*1445

型号：FYL-YS-310L 310L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595*695*1315

型号：FYL-YS-430L 430L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595*680*1805

高配手术室保温

型号：FYL-YS-151L 150L 温度：0～100 外型尺寸：595*565*860

型号：FYL-YS-281L 280L 温度：0～100 外型尺寸：595*565*1440

型号：FYL-YS-431L 430L 温度：0～100 外型尺寸：595*675*1795

保温柜嵌入式现货公司说明--北京福意电器有限公司推出的每一项产品，都本着客户上的原则，每一个前进的脚步，都充分体现了对客户尊重与关怀。正因为如此，我们才能赢得客户，赢得青睐。凭借自身的、人才的优势为客户提供优良流的销售服务和服务。北京福意电器有限公司有的经营安装人才，并具有成熟的便利店，连锁超市策划经验，为您提供高质量低成本的产品方案。使您在经营过程中，如虎添翼，如鱼得水，生意兴隆，财源广进。

手术室保温柜（嵌入式）说明：

各种仪器设备在进入手术间前，应安装完毕，擦拭干净。擦拭时，不宜使用掉纤维的织物材料作为清洁工具。手术结束后应立即清除各种污物，并分类放入防水防污染的袋内密封，从污物通道运出。擦拭各种器材，整理手术间，以免污物在室内久留导致空气污染。待有人员离开，清洁工作完成后，手术室净化空调系统应继续运行15～20min，再关闭层流空调，使室内空气达到洁净。每天应在手术前、后，用液各擦拭1次无影灯、器械车、桌、手术床、壁柜等各种器材表面及地面；对工作人员穿过的隔离鞋进行清洁。每周将上述器材及地面彻底擦拭、清洁保养1次。对粗过滤器、中效过滤器、回风口装貉清洗1次，以确保尘埃过滤效果。每2周定期对粗过滤器、中效过滤器、回风网用500mg/L含剂（优良）湿拭，使切口感染率小于或等于0.2%的效果。每月对洁净手术部空气、器材表面进行采样做细菌培养；对空气尘粒数、噪音、温湿度进行检测，并将结果登记备案。每6个月将初效、中效过滤器更换1次。每年更换优良过滤网。