

# 低温水浴锅JTONE-10-1L恒温检验槽

产品名称	低温水浴锅JTONE-10-1L恒温检验槽
公司名称	杭州聚同电子有限公司
价格	4000.00/个
规格参数	品牌:杭州聚同 型号:JTONE-10-1L 产地:杭州
公司地址	杭州经济技术开发区松合时代商城4幢2单元609室
联系电话	86-057156570561 13486120690

## 产品详情

低温水浴锅JTONE-10-1L恒温检验槽采购低温恒温槽应注意十大性能配置：

- 1、低温恒温槽分台式和立式，采购时应确定。
- 1、选好低温恒温槽可使用的实际尺寸大小，需要符合自己的使用要求。
- 2、低温恒温槽温度范围，也需根据使用者的具体要求来确定，可在-40 -100 内选择。
- 3、制冷剂类型：请注意选择使用不含氟或者含氟的环保制冷剂。
- 4、温度稳定性和均匀性的参数，常规的精度为 $\pm 0.5$ ，高精度在 $\pm 0.001$ 。
- 5、需要注意冷却浴油的选择，使用温度范围要合适，并且低温时粘度不要过大。
- 6、低温时的安全防范措施：选择具有超低温度报警及低液位预警等功能的低温恒温槽。

- 7、压缩机制冷时会发出噪声，在购买时要看好整机的噪音值，不要影响到实验室使用。
- 8、若从外循环出去连接别的设备，需要确定外循环时的泵压和泵功率，要保证循环的流畅。
- 9、整机的大小的选择，在保证功率的情况下尽量选择小机型，这样可以有效节省空间，能选择台式或是能放置在实验台面下的机型。
- 10、查看不同温度点的制冷功率，由于压缩机特性，制冷时不可能总保持相同的制冷功率。温度越低，制冷功率越小。所以在购买时要注意平时使用的温度点，看在那个温度点的制冷功率对您来说是否足够使用。

#### 低温水浴锅JTONE-10-1L恒温检验槽产品说明:

JTONE品牌磁力搅拌低温恒温槽内部特殊设计具有磁力搅拌系统，可把放入恒温槽工作室烧杯中的低温恒温样品或高温恒温样品直接进行磁力搅拌，无需用机外竖立式搅拌电机对烧杯中的样品进行搅拌。既节约空间，又能高效率完成实验条件，并且避免了污染。精密控制高低温合成、增加反应体系内温度的均一性。广泛应用在实验室、化工厂、制药厂、医院、生物酶、科研等实验和检定工作中。

#### 低温水浴锅JTONE-10-1L恒温检验槽主要特征:

磁力搅拌低温恒温槽采用全封闭进口压缩机制冷，制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。

具有内外循环作用，循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。

采用进口全自动PID温度设定程序及进口温度传感器，控温精度高。温度数字显示。

大屏幕液晶中英文对照显示，数据清晰，外形美观，个性化界面让工业控制不再单调。磁力搅拌低温恒温槽机身外壳采用镜面防老化静电喷漆技术，内胆、台面均为不锈钢，清洁卫生，美观耐腐蚀。

槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验。

聚同拥有两大仪器制造基地，总部坐落于举世闻名的钱塘江下游北岸，开发区--杭州经济技术开发区，是一家多元化产权结构创建的高新技术企业，分工厂设在上海松江。为立足于市场，树立属于自己的品牌，公司不断深入于产品的技术开发和研究，完全执行ISO9001质量管理体系，高标准，高要求，整合客户结构，扩大生产规模，使我们的管理水平、质量水平达到一个高水准，持续超越客户期望，更好的为客户提供生产和服务，逐步走上品牌之路！