

微波真空干燥实验设备

产品名称	微波真空干燥实验设备
公司名称	河南科尔微波科技有限公司
价格	78000.00/台
规格参数	
公司地址	郸城县工业园区1号
联系电话	0394-8989818 17613285579

产品详情

产品型号	GER-ZK-6	
供电电源	220v ± 10v 50Hz ± 1Hz	
微波系统	功率	0~6000W连续可调
	频率	2450 ± 50Hz
温度系统	测温方式	进口红外测漏仪
	工作温度	100~1500
	极限温度	1500
	测温精度	± 1
控制方式	自动、手动、恒温模式、PLC、彩色触摸屏；可存储50种工艺参数，带USB数据接口，可导出实验数据；曲线实时显示，	
升温速率	50 min	
极限真空度	-0.099MPa	
真空系统	真空泵、单路气氛控制管路，快速抽真空，可通氧气、惰性保护气体等	
防护系统	微波泄漏量	微波泄漏水平<5mW/cm ² (国标)
	磁控管报警	超温报警
	炉门防护	门体多重连锁开关，开门断电
内腔尺寸	50L	
整机尺寸(宽*高*深)	800*1650*750mm	
应用领域	适用于煤炭、电力、冶金、化工等行业实验室以及高校实验室进行真空或流动气氛条件下各类固体材料的高温合成、煅烧、焙烧、烧结、灰化、焚化、真空与气氛状态下，陶瓷材料的合成与烧结、玻璃融化、金属熔融、分体煅烧、无氧或者气体保护状态下，有机质的热解碳化物料的干燥、浓缩、热处理等。	
特点	陶瓷纤维材料炉腔和双层保温结构，确保炉表温度为常温	
使用说明	1、微波开启时，请勿擅自打开外罩和炉门，以防高压电击或微波能泄露。 2、设备必须接地良好。 3、请时常检测微波泄露量，谨防接受过量微波辐射。 4、设备故障时，必须由专业人员或在专业人员指导下进行检测维修。 5、请勿在设备内加热受热急剧膨胀物体和金属块。 6、使用前，请认真阅读使用说明书。	

我公司主要经营微波干燥设备/微波杀菌设备/微波实验炉/微波萃取设备/微波陶瓷干燥设备/微波高温烧结炉