

# 手术室间医用恒温箱

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 手术室间医用恒温箱                        |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司                       |
| 价格   | 489451.00/台                      |
| 规格参数 | 品牌:福意联恒箱<br>容积:150-430L<br>经销:全国 |
| 公司地址 | 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号              |
| 联系电话 | 13811305308 13811237849          |

## 产品详情

手术室恒温箱，医用恒温箱，手术室医用恒温箱，手术室间医用恒温箱公司说明:北京福意电器集十几年的精湛及经验，以高起点和丰富的资源优势服务于优良用户。始终坚持“质量赢得市场，诚信铸就”的经营理念，不断引进 优异的经营、检验设备，吸纳科技英才，并设立严谨的管理制度，使人力物力资源得以优化配置，发挥优良大的组合效应。

手术室间医用恒温箱用途说明:运用液体加温手段不仅能有效干预术中低体温的发生,而且方法简单、易行,适于在临床广泛推广;同时也提升了手术室护理质量,深化了护理内涵,更好的服务于病人。手术室液体加温箱，主要用于手术室、ICU、急诊室、妇产科或其他相关场所。用于加温液体药品、医用盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液37度，提升了手术室护理质量,深化了护理内涵，更好的服务于病人。

手术室间医用恒温箱更多型号:

-----  
产品型号      容积大小    温度范围      外型尺寸

-----  
型号:FYL-YS-150L    150L    温度:2 ~ 48      外型尺寸:595\*570\*865

型号:FYL-YS-230L    230L    温度:2 ~ 48      外型尺寸:595\*590\*1215

型号:FYL-YS-280L    280L    温度:2 ~ 48      外型尺寸:595\*570\*1445

型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595\*695\*1315

型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595\*680\*1805

---

型号:FYL-YS-828L 828L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267\*680\*1818

型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267\*680\*2105

---

型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595\*565\*860

型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595\*565\*1440

型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595\*675\*1795

---

手术室间医用恒温箱参数：

【产品型号】 FYL-YS-150L

【容 积】 150L

【温度范围】 2~48

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 570 × 865

【商品重量】 47kg

【气候类型】 N.SN

【制冷剂用量】 R600a(36g)

【额定输入功率】 100W

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。

- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、优良温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内部温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

#### 产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格证1张
- 4、搁架3个
- 5、钥匙1把

手术室间医用恒温箱说明：临床上对接受手术后出现低体温症状的患者实施术中冲洗液体加温干预措施的临床效果。方法：采取随机实验法，以我院收治的100例接受全身药品的患者为研究对象，随机均分为实验组和对照组，对对照组患者实施常规加温方法，对实验组患者实施术中冲洗液体加温方法，观察两组患者在接受护理干预后的临床恢复情况。结果：经过一定时间的护理干预后，实验组患者的苏醒时间、术后低温发生率、平均住院时间和术后切口感染率明显低于对照组，结果具有显著差异。结论：在临床上对接受手术后出现低温症状的患者实施术后冲洗液体加温方法，可以降低患者的苏醒时间、术后低温发生率、平均住院时间以及术后切口感染率，在临床上具有广泛的推广意义。