

百级手术室用保温柜

产品名称	百级手术室用保温柜
公司名称	北京福意电器有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区
联系电话	010-63332726 13910804812

产品详情

- 百级手术室用保温柜品牌介绍北京福意联有限公司是一家长期致力于恒温、冷藏设备研制与开发的高企业。公司拥有一批强有力的精英和骨干。他们涉及产品的研制、开发、经营和销售等各个工作岗位。公司所有产品均已通过。在公司全体员工共同努力下，产品已经成功销往美国、德国、澳大利亚、丹麦、俄罗斯、以色列、马来西亚、香港、台湾等地区。我们不仅仅开发，更愿满足不同企业需求，为其量身定制、来样开发，优良服务于优良各地的客户，无论定单多少，我们都力求保质、保量、定时做好每一个定单。真诚期待您的来电，我们将有传奇式的服务等着你！

---百级手术室用保温柜参数:

恒温系列：

型号：FYL-YS-50L	温度：4~38度	外型尺寸：430*480*510毫米
型号：FYL-YS-100L	温度：4~38度	外型尺寸：480*490*840毫米
型号：FYL-YS-138L	温度：4~38度	外型尺寸：540*550*840毫米
型号：FYL-YS-150L	温度：2~48度	外型尺寸：595*570*865毫米
型号：FYL-YS-230L	温度：2~48度	外型尺寸：595*590*1215毫米
型号：FYL-YS-280L	温度：2~48度	外型尺寸：595*570*1445毫米
型号：FYL-YS-310L	温度：2~48度	外型尺寸：595*695*1315毫米
型号：FYL-YS-430L	温度：2~48度	外型尺寸：595*680*1805毫米

宽温系列：

型号：FYL-YS-151L	温度：0~100度	外型尺寸：595*565*860毫米
型号：FYL-YS-281L	温度：0~100度	外型尺寸：595*565*1440毫米
型号：FYL-YS-431L	温度：0~100度	外型尺寸：595*675*1795毫米

----百级手术室用保温柜作用与用途:

--目前，很多手术室逐步意识到维持手术患者正常体温以及围手术期保温护理的重要性。福意联手术室

恒温箱用于医用药液37度加温及恒温保存，满足医疗不同输液的加温、恒温要求。本产品适可加温液体药品、冲洗液、造影剂、透析液、B超液等。

百级手术室用保温柜加温物品以及适用科室：

医院常用需要加温的液体/物品（基本和人体温度一致）：生理盐水：急诊科，手术室、
：急诊科，神经内科、神经外科、手术室、药剂科、病房、护士站造影剂
：放射科，CT室，导管室。冲洗液：急诊科，手术室、伏：急诊科，导管室、B超液
：彩超室，B超室、透析液：透析科，内科、消毒剂
：急诊科，手术室、化钠注射液：急诊科，手术室、ICU:毛衣/被服加温：37度

百级手术室用保温柜特点介绍:

、高性能、高精度数显触摸按键P.I.D 微电脑S.S.R温度控制器.热平衡调温调方式具有自动演算的功能，可将温度变化条件立即修正，使温度控制更为优良稳定 循环风速、平衡温度、试验优良热平衡调温调方式采用特制空调型低噪音长轴风扇电机，耐高低温不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环

百级手术室用保温柜注意事项:

长时间不使用恒温箱时，人们常常以为断了电，收拾干净后，下次再使用时就没问题了。其实这种概念是错误的。装箱装起来是常见的使用误区。长时间不使用时，需把恒温箱内的食物都要清理出来，不可留有任何水分，如清理干净后的恒温箱，不可用塑料布包罩，以免内部阻塞和使外壳变色剥落；也不可外包装箱罩起来，以免箱内、水分等会发生故障，影响恒温箱使用寿命。有消费者认为恒温箱长时间不用时，可以断电，等到使用时再通电。再次使用恒温箱时，先需要检查恒温箱门密封胶条是否关闭严实。再通电空机运转一段时间，看有没有冷没问题，可直接使用；如发现没有冷气，应优良时间联系厂家售后。如长期不使用时，需要在半个月或者是一个小时以上，使得恒温箱能得到更好的养护。

-售后服务承诺：1、我公司在本次报价文件中的所有设备产品均为全新原装设备。2、自设备验收合格之日起按承诺对本项目的设备提供保修服务；3、服务响应时间为24小时；市区用户6小时内到达故障现场，市外省内用户12小时内到达故障现场；4、将不定期上门巡检或电话访问用户，了解系统及设备的运行情况，现场解决用户的问题；