

震动球磨仪ST-M200

产品名称	震动球磨仪ST-M200
公司名称	北京旭鑫盛科仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	生产厂家:北京旭鑫盛科
公司地址	北京市昌平区万家嘉业创业园A区
联系电话	010-53386758 13581733251

产品详情

ST-M200震动球磨仪是用于实验室少量、多种样品快速制备的仪器。不仅适用于对硬性、中硬性、脆性，软性、弹性、纤维质材料的细粉碎和精细研磨，还适用于小量样品，进行快速干磨、湿磨或者冷冻研磨。此外，高通量组织研磨仪还特别适用于生物细胞破壁以及DNA/RNA/叶绿素a的提取。以其优越的性能和高超的灵活度而成为实验室的不可缺少的仪器。

冷冻研磨通过预冷冻样品（研磨罐、适配器可一起冷冻），ST-M200可以对热敏性、粘性、弹性等样品进行研磨。研磨罐采用旋盖式密封设计，有效防止空气中的水份在冷冻样品上的冷凝，杜绝水蒸气进入样品，保证后续分析结果的准确性。

技术参数应用

粉碎、混合、均质化、细胞破碎、提取DNARNA、冷冻研磨应用行业
生物、医药、农业、地质、法医、食品、冶金、化工、RoHS检测、玩具、环境、高校样品特征
硬性、中硬性、软性、脆性、弹性、含纤维原理
撞击力，摩擦力进样尺寸 10mm出料粒度
约 5 μm（根据样品特质而定）研磨平台 2个振动频率
100-2200r/min(液晶显示，连续可调)批次粉碎样品量 0.2-100ml经典粉碎时间
5 s - 2 min干磨/湿磨/低温研磨 是适配器
4孔、5孔、6孔、10孔、12孔、20孔、24孔、48孔、96孔储存程序
10组储存程序操作方式 液晶触屏中心定位锁紧装置
是间歇模式 有研磨罐类型
旋盖型研磨罐研磨套件材料 硬质刚 不锈钢 碳化钨 玛瑙 氧化锆
聚四氟乙烯（PTFE）特氟龙研磨套件尺寸 0.2ml/1.5 ml /2ml/ 5 ml / 10 ml / 25 ml
/ 35 ml / 50ml粉碎时间设定 1s-99min59s(连续可调，液晶显示) 电源
220V 50 Hz