

加厚医用拐杖A残疾医用拐杖厂 下肢骨折医用拐杖

产品名称	加厚医用拐杖A残疾医用拐杖厂 下肢骨折医用拐杖
公司名称	衡水宇晨医疗器械有限公司
价格	280.00/件
规格参数	品牌:宇晨 型号:d-56 产地:衡水
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡北田村
联系电话	15369860704

产品详情

加厚医用拐杖A残疾医用拐杖厂 下肢骨折医用拐杖

产品名称：医用拐杖 医用拐杖性能结构：医用拐杖由支架、腋托、握把、螺栓或滚珠、胶垫等材料工制成。按使用材质不同分为铝合金、铁制、不锈钢医用拐杖。医用拐杖适用范围：适用于下肢骨折或损伤患者。医用拐杖使用方法：1、先将医用拐杖从包装中取出，检查各部件连接是否牢固。

2、将腋托至于腋下，手握住手把，防滑脚垫着地。

3、根据患者需要调节升降支杆的长度和把握的高度，使其达到合适的使用效果

衡水宇晨医疗器械有限公司是生产医疗用品的专业企业，自成立以来，残疾人腋下拐杖厂先后研制了九种新产品，磁疗颈部牵引器，按摩健身球等获得国家专利产品，经过十多年的发展，公司不断提高科研队伍，以开发新产品为发展目标，逐步提高公司产品的科技含量和声誉。残疾人腋下拐杖厂将以优质的产品、诚信为荣、科技为本、竭诚为各界朋友提供质量可靠的产品和优质的服务。企业宗旨：为人民健康服务 为员工创造机会 为社会创造效益。企业精神：敬业 诚信 团队 创新残疾人腋下拐杖厂产品名称：医用拐杖,医用拐杖性能结构：医用拐杖由支架、腋托、握把、螺栓或滚珠、胶垫等材料工制成。按使用材质不同分为铝合金、铁制、不锈钢医用拐杖。医用拐杖适用范围：适用于下肢骨折或损伤患者。医用拐杖使用方法：1、先将医用拐杖从包装中取出，检查各部件连接是否牢固。2、将腋托至于腋下，手握住手把，防滑脚垫着地。3、根据患者需要调节升降支杆的长度和把握的高度，使其达到合适的使用效果。残疾人腋下拐杖厂企业使命：创新科技 共享生活，经营策略：研制好产品 提供好服务 创建好品牌