

生物物证保存柜

产品名称	生物物证保存柜
公司名称	北京福意电器有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区
联系电话	010-63332726 13910804812

产品详情

生物物证保存柜品牌介绍：

福意联公司（Fuyilian）根据现状、市场需求和企业的比较优势，建厂16年间，逐步确立了以中市场为主要销售目标的思路作为企业发展方向。围绕这一方向，福意联以品牌建立为先导，通过着眼、扎根中端、辐射低端市场来建立来提升企业品牌形象，依靠为广大的用户群来造就企业主品牌，十几年来一直致力于医用恒温、医用冷藏冷冻保存箱（柜）产品的研发、经营、销售，良好的造就了实际的品牌优势。

生物物证保存柜产品参数：

x(2-8度系列)精密冷藏系列型号:FYL-YS-66L 温度:2-8度
外型尺寸:430*480*640毫米 型号:FYL-YS-88L 温度:2-8度 外型尺寸:480*490*840毫米
=====x(4-38度系列)型号:FYL-YS-50L 温度:4~38度 外型尺寸:430*480*510毫米型号:FYL-YS-100L 温度:4~38度 外型尺寸:480*490*840毫米型号:FYL-YS-138L 温度:4~38度 外型尺寸:540*550*840毫米=====

=====x(2-48度系列)恒温系列型号:FYL-YS-150L 温度:2~48度 外型尺寸:595*570*865毫米型号:FYL-YS-230L 温度:2~48度 外型尺寸:595*590*1215毫米型号:FYL-YS-280L 温度:2~48度 外型尺寸:595*570*1445毫米型号:FYL-YS-310L 温度:2~48度 外型尺寸:595*695*1315毫米型号:FYL-YS-430L 温度:2~48度 外型尺寸:595*680*1805毫米=====

=====x(2-48度系列)大型恒温冷藏保温系列型号:FYL-YS-828L 温度:2~48度 外型尺寸:1265*680*1830毫米型号:FYL-YS-1028L 温度:2~48度 外型尺寸:1265*680*2150毫米
=====x(-12-10度

系列)恒温系列型号:FYL-YS-50LL 温度:-12度----10度 外型尺寸:430*480*510毫米型号:FYL-YS-100LL 温度:-12度-10度 外型尺寸:480*490*840毫米=====x(2-8度系列)小型冷藏保温系列型号:FYL-YS-100E 温度:2~8度 外型尺寸:480*490*840毫米=====x(-30-10度系列)低温保存系列型号:FYL-YS-128 温度:-30~10度 外型尺寸:550x560x850毫米=====

北京福意联有限公司 (Beijing Electric Appliance Co., Ltd.

) 经营的主要产品有：恒温试验箱（柜）、高低温试验箱（柜）、恒温培养箱（柜）、医用冷藏箱（柜）、药品冰箱（柜）、冷链运输箱（柜）、低温试验箱（柜）、实验室冰箱（柜）、药品用冰箱（柜）等一系列产品。广大用户和经销商来电咨询。福意联（FU.YI.LIAN）已通过ISO9001:2008质量管理体系，ISO14001:2004环境管理体系，

多年来，北京福意联公司已覆盖优良三十多个省、市、自治区，被广泛应用于高等院校、科研院所、医疗卫生部门相关实验室和生物、食品、化工、制药、石油、机械等系统域的实验室提供服务，积累了大量的经验，具有丰富、完善的系统营销方案。公司是一家从事医疗及实验仪器设备的经营销售企业。公司一贯坚持“质量靠前，用户至上，优良服务，信守合同”的原则，凭借着高质量的产品，良好的信誉，优良的服务，产品畅销优良三十多个省、市、自治区。

生物物证保存柜产品特点：

- 1、温度稳定温度控制系统采用热敏电阻控制器及微电脑控制，可将箱内温度保持在设定水平，且不受环境温度的影响。强制空气循环可确保箱内温度在开门后立即返回到设定值，且保持整个箱内的温度均匀。
- 2、温度优良配有优良控制系统，以应对频繁开门，确保出色的稳定性能和优良的温度控制。
- 3、易于整理的内部设计大容量环境实验箱具有灵活的内部布局。可为那些对稳定制冷环境有要求的用户提供理想，持续的实验环境。
- 4、报警、功能配有蜂鸣器，可对温度过高/过低发出警报，箱内温度异常上升时，电加热器自动关闭，同时强制空气循环令温度下降。另配有门锁，可保护贵重的贮藏物品。
- 5、大型风扇大型风扇能够保证箱内温度恒定。放置在箱体内部的测试仪器通电后，该热点的波动值达到优良小，且开门后的升温效果显著。
- 6、优良环保材料MPR系列大容量环境实验箱使用HFC无氟制冷剂，并采用环保的隔热材料。
- 7、电加热设计独特的制冷/加热循环设计，在压缩机停机的间隙里，加热器立即动作，维持了箱内的温度稳定，该实验箱即使在环境温度低的条件下也可稳定工作，循环加热装置和蒸发qi传感器的结合，使系统自动循环运行，有效控制了除霜升温。
- 8、玻璃门保护设计所有玻璃门均贴有保护膜，可防止意外碰撞时被击碎。
- 9、报警和性能完善的报警系统可令用户放心存储珍贵样品。

福意联经营恒温、冷藏设备等等。北京福意联有限公司 (Beijing Electric Appliance Co., Ltd.) 总部位于北京东城区朝阳门银河SOHO，是从事医用恒温箱（柜）、医用加温箱（柜）、医疗器械干燥柜、医用冷藏、阴凉柜、低温冰箱（柜）、车载冷藏箱（柜）、恒温培养箱（柜）、高低温试验箱（柜）等设备的经营、销售及服务为一体的厂家，公司致力于为各实验室提供温区的保存设备，十多年来公司长期和科研院所、高等院校及企业合作，一直秉承着“以德敬人、以诚立人”的，企业倡导追求扎实的质量关：“经营让消费者无可挑剔的精工产品”，以研发高性能产品为使命，立志成为伟大的企业，成为一家可传承的型品牌企业！生物物证保存柜售后服务：

- 1.采用原装品牌高精度电脑温控系统，优良保持箱体内部温度2-48度优良稳定；高亮度数码显示，在2

度~48度范围内可微调温度设定值，2.智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；3.键盘锁定保护功能，防止随意调整运行参数；4.报警温度范围自由设定；系统故障报警（高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警）；5.无氟环保制冷系统，制造绿色产品，营造绿色。6.优良钢丝浸塑可调节搁架，便于存取操作，易于清洗。7.大屏幕数字显示便于观察。8.门锁设计，防止任意开启。9.宽电压带，适合187 - 242V电压使用。10.箱体采用优良结构钢板，经选进防腐喷涂工艺，表面色泽柔和。11.三层透明保温玻璃门，内充惰性气体。12.箱体节能照明灯使箱体内部一目了然。

1、应定期对恒温箱进行清洁（每年至少2次）。清洁恒温箱时先切断电源，用软布蘸上清水或食具清洁剂，轻轻擦拭。2、为防止损害箱外涂复层和箱内塑料零件，请勿用洗衣粉、去污粉、滑石粉、碱性洗涤剂、天那水、开水、热酒、汽油等清洗。3、箱内附件肮脏积垢时，应拆下用清水或洗洁精清洗。电气零件表面应用干布擦拭。4、清洁完毕，将电源插头插入电源插座，并检查是否设定在正确位置。5、恒温箱长时间不使用时，应拔下电源插头，将箱内擦拭干净，待箱内充分干燥后将箱门关闭。