

奥迪康便携式耳声发射测试仪OtoRead

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 奥迪康便携式耳声发射测试仪OtoRead |
| 公司名称 | 荟翎医疗科技（上海）有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 产地:丹麦 品牌:奥迪康 型号:Otoread |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉城镇新奉公路2013号2幢3122室 |
| 联系电话 | 021-68906960 13611894591 |

产品详情

奥迪康便携式耳声发射测试仪OtoRead

奥迪康听力筛查仪适用于进行听力损失的筛选测试。

特点：

用于从新生儿到成人的客观听力筛查测试

设计轻巧，操作灵活，便于携带（配有精美便携包）

测试结果准确、可靠，测试全自动进行，测试时间更短

配置：

主机；打印机；台座；便携包；探头延长线；热敏打印纸；耳模头；探头支架；AA碱性电池；CE手册

丹麦OtoRead新生儿听力筛查仪功能指标：

执行标准：安全：IEC60601 - 1

听力计：IEC60645-3

EMC：IEC60601 - 1 - 2

丹麦听力筛查仪CE医疗认证：认证号0123

DPOAE频率范围：

1.5,2,2.5,3,3.5,4,5,6,8,10,12KHz

TEOAE频率范围：0.7,1,1.4,1.5,2,2.5,2.8,3.5,4KHz

刺激声强度：40-65dB SPL (DPOAE)

83dB SPL (TEOAE)

更大输出保护：90dB SPL

刺激声采样率：31250Hz

麦克风系统噪音:-20dB SPL@2kHz (1Hz带宽)

-13dB SPL@1kHz (1Hz带宽)

探头线：标准：30厘米

延长线：1米/2米

供电方式：4节AA (5号) 碱性电池

电池寿命：约300次测试

显示：4行*10字符液晶显示屏

打印机:快速热敏打印机，7秒钟打印双耳测试结果，也可连接电脑后使用常规打印机

重量：主机300g (包括电池)

打印机845g (包括稳压电源)