

上禾科技SH-700G超声波儿童身高体重测量仪，儿童秤

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 上禾科技SH-700G超声波儿童身高体重测量仪，儿童秤 |
| 公司名称 | 郑州上禾电子科技有限公司 |
| 价格 | 8600.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:上禾科技 型号:SH-700G 规格:17796644896 |
| 公司地址 | 郑州高新技术产业开发区梧桐街121号 |
| 联系电话 | 17796644896 |

产品详情

SH-700G超声波身高体重测量仪参数

参数

SH-200G智能互联超声波身高体重测量仪：利用最新一代专利软件系统，更稳定、更准确；健康云系统、智能互联产品、采用7.0寸高清LCD彩页液晶显示屏，200KG精密电阻应变式传感器。美国进口超声波，屏幕可播放健康宣传小视频，设置单位名称，全自动测量身高体重身体健康指数，偏胖、偏瘦、正常，全程语音播报指导测量，通过微信扫一扫测量结果可以发送到手机具有健康报告及曲线，同时推广医院公众号，可以兼容第三方健康系统数据系统通讯实现数据共享，机身可折叠方便方便运输和移动。

超声波无接触测量身高、洁净、卫生，测量速度快，测量精度高

数据输出格式

提供RS232接口和WiFi接口，方便用户接入医院系统或其他单位远程健康系统，测量结果可以发送到手机，并提供健康建议，方便用户关注体重对健康的影响。并提供测量数据和微信公众号的绑定，居民在通过手机获取测量数据的同时关注使用单位公众号，方便医疗单位健康知识的宣传和卫生政策的传达。

体型

自动计算BMI指数，并判断BMI指数范围

体重测量方式

精密平衡压力传感器称重

身高测量方式

采用美国进口超声波传感器

测身高范围

80-180cm,分度值：0.5cm或者0.1cm可选

称重范围

5-200KG，分度值0.1kg

测重传感器

高精度度、高灵敏、高性能精密平衡梁式压力传感器

BMI

正常范围15-19

自动计算BMI数值，打印结果（选配）

测量结果评价系统

本机可以根据儿童测量测量结果对儿童身高体重是否达标自动做出判断（判断标准：儿童体格生长发育标准查询，即：九省儿童青少年体格发育标准）

LCD显示

采用7寸高清彩色液晶屏，超大字体，醒目清晰显示，日期时间温度，与网络同步，时间准确，显示体型
体型偏胖、正常、偏瘦和BMI值。

自动语音播报

清晰语音报出测量数值并且客户可以根据使用情况设置提示语音

数据输出

提供RS232接口和WiFi接口，可根据客户需求提供蓝牙或云接口，方便用户接入医院系统或远程健康系统，测量结果可以发送到手机，并提供健康建议，方便用户关注体重对健康的影响

刷卡识别系统

刷卡识别系统：可以刷IC，ID卡，方便记录儿童测量数据，了解儿童健康信息，测量信息可以通过网络或RS232接口发送给用户指定路径的服务器或PC上位机，方便客户数据统计。（刷卡功能为选配）

打印系统

微型热敏打印机，全自动打印，自动切纸。（选配）

测量速度

快速精准测量480次/小时

电源

采用AC100V-240V/12V直流电源，输入宽电压适合电压不稳定地区

多媒体广告屏

采用7寸彩色高清液晶屏及安卓4.0以上操作系统，液晶屏上可以设置显示使用单位名称，例如某某社区卫生服务中心。自动循环播放视频音频及图片宣传健康知识或卫生医疗政策，使用单位可以自己更换宣传片，非常方便。

消耗功率

待机10W,工作时平均15W

工作环境

温度—10 ——+40