

# 药品保温冰柜

产品名称	药品保温冰柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联\药品保温冰柜 型号:FYL-YS\YS系列 包装说明\货期:三层包装\现货-全国发售
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

福意保温冰柜箱内采用了强制风冷系统，箱内温度均匀稳定，合理优化蒸发冷凝系统设计，制冷迅速，保了物品品质。此外，透明的中空玻璃门，内置照明灯，多层搁架设计，更让冷藏箱内存取物品一目了然。

福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业。

保温冰柜恒温设备销售的服务的仪器配件解决方案。我们的客户遍布，现已在多个城市设立了技术服务。公司拥有国内水平的仪器团队，承诺提供水准的技术服务。

产品形式上分为立式和卧式两个系列；单锁和双锁两种配置，单门和双门两种结构

本产品是的智能恒温冷藏设备，它由由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现对物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的安全性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

保温冰柜推荐产品参数

FYL-YS-828L-1028L

## 智能控温系统

智能微电脑控制，同步温湿度数字实时显示。

风冷系统，可调整设定温度使箱内温度恒定控制在2-48℃。

## 安全系统

完善的报警系统，高低温报警、温感器故障报警、断电报警功能。

安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

## 制冷系统

采用思科普压缩机。

采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。

采用除露管+翅片冷凝器，翅片蒸发器,设计合理，有效增大制冷面积，提高降温速度。

## 人性化设计

多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理地调整间隙，充分利用空间。

大屏幕数字温度显示，便于观察温度。

宽电压带，适合电压不稳定地区。

发泡箱体，双层透明钢化玻璃门方便观察。

箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用。

内设照明灯，便于观察。

### 【产品结构特点】

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、智能微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。
- 4、内置温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。
- 5、采用风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度控温均匀。
- 6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

8、采用思科普压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。

10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

型号 容积 温度 外形尺寸

FYL-YS-50LK 50升 4~38 430 × 488 × 535mm

FYL-YS-100L 100升 4~38 480x470x843mm

FYL-YS-138L 138升 4~38 540x545x830mm

FYL-YS-50L 单门单锁 50升 4-48 430\*480\*510mm

FYL-YS-50LK 单门双锁 50升 4~38 430 × 488 × 535mm

FYL-YS-100L 单门双锁 100升 4~38 480x470x843mm

FYL-YS-138L 单门双锁 138升 4~38 540x545x830mm

FYL-YS-150L 单门单锁 150升 2-48 595 × 570 × 865mm

FYL-YS-280L 单门单锁 280升 2-48 595 × 570 × 1445mm

FYL-YS-230L 单门单锁 230升 2-48 595 × 570 × 1200mm

FYL-YS-310L 单门单锁 310升 2-48 595 × 680 × 1293mm

FYL-YS-430L 单门单锁 430升 2-48 595 × 680 × 1805mm

FYL-YS-828L 双门双锁 828升 2-48 1265 × 680 × 1830mm

FYL-YS-1028L 双门双锁 1028升 2-48 1265 × 680 × 2150mm

低温系列

FYL-YS-100E 单门单锁 100升 2~8 480 × 490 × 845mm

FYL-YS-128 单门单锁 88升 -30~10 545 × 570 × 850mm

FYL-YS-66L 单门单锁 66升 2~8 430 × 480 × 645mm

FYL-YS-88L 单门单锁 88升 2~8 480 × 470 × 840mm

型号 容积 温度,可调控 外型尺寸

## 恒温系列

FYL-YS-150L 150升 2-48	595 × 570 × 865mm
FYL-YS-280L 280升 2-48	595 × 570 × 1445mm
FYL-YS-230L 230升 2-48	595 × 570 × 1200mm
FYL-YS-310L 310升 2-48	595 × 680 × 1293mm
FYL-YS-430L 430升 2-48	595 × 680 × 1805mm
FYL-YS-828L 828升 2-48	1265 × 680 × 1830mm
FYL-YS-1028L 1028升 2-48	1265 × 680 × 2150mm
FYL-YS-151L 150升 0-100	595 × 565 × 860mm
FYL-YS-281L 280升 0-100	595 × 565 × 1440mm
FYL-YS-431L 430升 0-100	595 × 675 × 1795mm
FYL-YS-100E 发泡门 100L 2~8	480 × 490 × 845mm
FYL-YS-128L 发泡门 88L -30~10	545 × 570 × 850mm
FYL-YS-66L 玻璃门 66L 2~8	430 × 480 × 645mm
FYL-YS-88L 玻璃门 88L 2~8	480 × 470 × 840mm

## 低温运输及保存系列

型号 容积 温度,可调控 外型尺寸

FYL-YS-18A 18L -25~25度(恒温)	520 × 270 × 360 mm
FYL-YS-30L 30L -19 ~10	560x400x397mm
FYL-YS-45L 45L -19 ~10	650x400x430mm
FYL-YS-60L 60L -19 ~10	650x400x520mm
FYL-YS-108L 108L -19 ~10	605x570x932mm
FYL-YS-258L单开门 258L -19 ~10	1040x630x910mm
FYL-YS-7 双区间 73L -18 ~10	791 × 483 × 533
FYL-YS-95A 双区间 95L -18 ~10	791 × 483 × 633
FYL-YS-117A双区间 117L -18 ~10	791 × 483 × 733

FYL-YS-81A 单区间 81L -18 ~10 791 × 483 × 533

FYL-YS-105A 单区间 105L -18 ~10 791 × 483 × 633

FYL-YS-129A 单区间 129L -18 ~10 791 × 483 × 733

FYL-YS-50LGW 50升 0~38 430\*480\*510mm

FYL-YS-100LGW 100升 0~38 480 × 490 × 840mm

### \*系统

完善的报警系统，低温报警、温感器故障报警、断电报警功能。

\*双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。

采用能除露管+翅片冷凝器，翅片恒温箱，设计合理，有效增大制冷面积，提降温速度。

多层搁架设计，可根据存放的规格合理地调整间隙，充分利用空间。

福意联本着“质量，服务，发展”的精神，以“可靠产品、合理价格、贴心服务”的理念公开的原则向您郑重承诺：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、保温冰柜质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺\*无损的运抵现场。

四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。

保温冰柜使用案例图片

按照管理的体外诊断试剂的注册申请，均按照《注册管理办法》规定的注册程序进行审批；对于符合要求的，发放文号，企业生产经营行为按照生产、经营等法规规定进行管理。对按照管理的体外诊断试剂的注册申请，均按照《体外诊断试剂注册管理办法》规定的注册程序进行审批；对于符合要求的，发放注册，企业生产经营行为按照生产、经营法规规定进行管理。

综上所述，体外诊断试剂生产经营企业必须按照现行相关法规规定依法进行注册、生产和经营。但针对企业提出的问题，并考虑到按照管理的体外诊断试剂与其他不同的产品属性以及经营中不同的条件要求，我正在研究制定适用于按照管理的体外诊断试剂营批发企业《经营质量管理规范现场检查指导原则》，合理地设置此类企业执行《经营质量管理规范》的特殊要求，并统一各地执行工作。