

液体加温箱：国产，立柜式

产品名称	液体加温箱：国产，立柜式
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联\液体加温箱：国产，立柜式 产品说明:立式箱体，四大系统，温度显示可调 功能说明:运转平衡，噪音低，使用寿命长
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

液体加温箱：国产，立柜式福意联公司在激烈的市场竞争中不断求新，以优异的产品，具有竞争力的价格及快捷周到的服务赢得了广大用户的支持与信赖，建立了以“福意联”为的产品；经过18年的发展**，无论在公司规模、人员素质、产品品种、销售能力和等各方面了同行及用户的广泛认可。福意联：恒温，加温，低温，冷藏，高低温及车载冷链设备等。

手术室加温箱的与用途：

手术患者由于多种原因出现低体温在手术室很常见，如手术时间长、创面大、失多，手术室的室温低于21℃，患者往往出现体温过低。并且由于加温设备缺乏和工作人员的相关知识缺乏，致使手术患者的低体温问题以来未引起足够的重视，甚被忽视，影响了手术患者的安全和康复。低体温可导致凝血异常、手术伤口感染，抵抗力下降等诸多不良影响，围术期的心管不良事件的发生率增加了300%。近年来已出现恒温箱，在围手术期采用加热液体和制品以及为患者使用毛毯、盖被等加温措施，以提高患者的安全性和舒适度，有效预防低体温及其相关不良反应的发生。

液体加温箱：国产，立柜式推荐产品参数

FYL-YS-280L产品技术参数及配置

产品基本参数

【产品型号】 FYL-YS-280L

【容 积】 280L

【温度范围】 2~48 （每度可调可控，根据您的要求设定需要的温度）

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 570 × 1445mm

【商品重量】 73kg

【制冷剂用量】 R600a(55g)

【额定输入功率】 160W

产品特点

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为可嵌入式恒温冷藏箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架5个，5、钥匙1把

产品参数规格：（2-8度系列）型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 |
外型尺寸：430 × 480 × 645mm型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 |

外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 |

外型尺寸：480×490×840mm (4-38度系列) 型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 |

外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 |

外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 |

外型尺寸：540×550×840mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595×680×1805mm (0-100度系列) 型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 |

外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 |

外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 |

外型尺寸：595×675×1795mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-828L | 温度：2~48 |

外型尺寸：1267×680×1818mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~48 | 外型尺寸：1267×680×2145mm----- (-12~10度系列) 型号：FYL-YS-50LL | 温度：-12~10 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12~10 | 外型尺寸：480×490×840mm (-20~10度系列) 型号：FYL-YS-30L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：560×400×398mm 型号：FYL-YS-45L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：650×400×430mm 型号：FYL-YS-60L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：650×400×520mm 型号：FYL-YS-108L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：605×570×932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：955×585×825mm 型号：FYL-YS-178L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：965×520×855mm 型号：FYL-YS-258L | 温度：-20~10 | 外型尺寸：1040×630×910mm (-30~10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30~10 | 外型尺寸：550×560×850mm

公司成立于1999年，自成立之初一直注于手术通用设备的制造、及销售。经过13年发展，福意联（Fuyilian）在手术恒温设备领域，已经形成自主制造和规模，并且高端医疗客户覆盖率超过60%。福意联（Fuyilian）一贯秉承以人为本、自主**，消化吸收再**的经营理念，立志于打造品质，工艺精良的产品和服务，并为医疗一线人员提供阳光的创业工场，为人类健康事业作出贡献。

福意联本着“质量，服务，发展”的精神，以“可靠产品、合理价格、贴心服务”的理念公开的原则向您郑重承诺：

- 一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。
- 二、液体加温箱：国产，立柜式质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置
- 三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺*无损的运抵现场。
- 四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。

液体加温箱：国产，立柜式使用案例图片

使用恒温箱的注意事项

(1) 检查恒温箱的外观先看箱门。箱门要方正，不歪斜变形，箱体表面应该平整无损。再看箱体后面的冷凝器、毛细管、压缩机等有无外伤，管路有无被压扁，焊口是否有油迹或脱焊处等。

(2) 检查电恒温箱的门封是否紧密在关闭箱门的同时将纸条夹在箱门的门缝各处，如果纸条被夹得比较紧，不会自行滑落，说明此恒温箱的磁性门封良好。

(3) 检查恒温箱内照明灯灯泡要完好无损，恒温箱通电后打开箱门，照明灯立即亮；关恒温箱门，照明灯应自动熄灭。

(4) 检查压缩机选购电恒温箱时，优良主要的是观察恒温箱压缩机等主要部件的性能。如果允许，可用两台恒温箱同时通电进行比较检查。

1) 先检查压缩机的启动性能。当电源接通后，恒温箱能启动并进入运行；切断电源时，恒温箱正常停机；再次启动时，在一秒钟内压缩机能启动起来，并正常运行，这说明压缩机启动性能良好。当电源接通后，压缩机立刻启动，启动约几秒钟后又自行停机，这说明压缩机未进入正常运行状态，压缩机启动性能不好。

2) 然后检查电恒温箱的制冷性能。接通电源，恒温箱运行约20min，用手摸冷凝器（箱体后面的散热片），如冷凝器上部热，下部较冷，说明制冷系统正常。