

## Vitl热封板膜热封铝薄膜V901002 , V901003

产品名称	Vitl热封板膜热封铝薄膜V901002 , V901003
公司名称	上海凌仪生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英国VITL 型号:V901002 包装:500张/包
公司地址	上海市松江区佘山镇陶干路701号5幢
联系电话	021-56722636 17317512706

## 产品详情

Vitl热封膜拥有多种型号，各种特性的热封膜，适用于所有热封仪。热封技术已被证实优于其他平板密封方法：  
 · 100% 密封性 · 适用于PCR反应和储存 · 无任何粘合剂，避免与样品接触污染 ·  
 不易被溶剂溶解，如二甲基亚砷（DMSO）· 易于被剥离和穿透 所有的凌仪生物VITL系列热封铝薄膜都能抗DMSO所有的热封膜包装规格为500片/盒尺寸为125mm x 80mm我们也可为客户定制卷膜

Vitl热封板膜20um，38um热封铝薄膜V901002，V901003

### 选购规格表

#### 微孔板热封膜

产品编号	描述	数量
V901002	20m 热封铝薄膜 - 适用于热封多种微孔板样品储存和PCR反应实验。· 易剥离 · 易刺穿 · -80 to +80 ° C · 能在低温或者室温环境下抗二甲基亚砷（DMSO） · 热封聚丙烯和聚乙烯微孔板 · 标记颜色绿色	500张/
V901003	38m 热封铝薄膜 - 适用于热封多种微孔板样品储存和PCR反应实验。· 易剥离 · 易刺穿 · -80 to +80 ° C · 能在低温或者室温环境下抗二甲基亚砷（DMSO） · 热封聚丙烯和聚乙烯微孔板 · 标记颜色蓝色	
V901001	70m 热封铝薄膜 - 适用于PCR反应实验和样品低温储存，可以刺穿但密封性很强所以不容易剥离。· 容易从聚乙烯微孔板剥离 · 不可刺穿 · -200 to +80 ° C · 能在4 ° C以下低温环境抗二甲基亚砷（DMSO） · 热封聚丙烯和聚乙烯微孔板 · 标记颜色红色	
V901004	85m 热封铝薄膜 - 适用于PCR反应实验和样品低温储存，可以刺穿但密封性很强所以不容易剥离。· 剥离容易 · 不可刺穿 · -80 to +120 ° C ·	

能在低温或者室温环境下抗二甲基亚砷 (DMSO) · 仅可以热封聚丙烯微孔板 ·  
标记颜色黑色

V901005

75  $\mu$  m透明热封膜 · 具有高透光性 · 可用于荧光定量等试验

V901006

105  $\mu$  m透明热封膜 · 具有高透光性 · 可用于荧光定量等试验

更多信息查看[www.lingyi17.cn](http://www.lingyi17.cn)