

供应芘嘉牌高效金相抛光剂 金刚石抛光剂 金刚石喷雾剂

产品名称	供应芘嘉牌高效金相抛光剂 金刚石抛光剂 金刚石喷雾剂
公司名称	天津金相检测科技有限公司
价格	125.00/瓶
规格参数	粒度:w0.5~w40 重量:350克 产地:天津
公司地址	天津滨海新区大港福泽园
联系电话	022-58956631 18516757706

产品详情

本产品选用抛光作用极强的优质金刚石微粉作研粉，配以独特的研磨辅料、研磨介质，融物理作用与化学作用于一体，与传统的抛光材料如研磨膏、氧化铝、氧化铬等相比，用金相抛光剂可使得研磨、抛光更快速、简便、高效，同时无污染，便于存放，大幅度的提高功效，降低成本，缩短抛光时间，减轻金相分析人员的劳动强度，并且极真实地再现材料金相组织，可完全替代目前普遍使用的传统抛光材料和同类进口产品。

产品特点

抛光更快速、简便、高效，同时无污染，便于存放，大幅度的提高功效，降低成本，缩短抛光时间，减轻金相分析人员的劳动强度，并且极真实地再现材料金相组织，可完全替代目前普遍使用的传统抛光材料和同类进口产品。

粒度规格

规格：W0.25、W0.5、W1.0、W1.5、W2.5、W3.5、W5、W7、W10、W14、W20、W28、W40

适用范围

应用于黑色和有色金属、陶瓷、宝石、光学玻璃、淬火钢材、硬质合金、精密仪器仪表等材料的表面高光洁度研磨抛光。用于抛磨金相试样中铸铁中石墨，钢铁中夹杂，钢铁中氧化层、渗碳层、涂层时能更真实地显示其金相组织。

金相抛光剂 包装说明

包装：280g/瓶 5瓶/箱、10瓶/箱、20瓶/箱、40瓶/箱

工作原理

使用前抛光织物需用清水湿透，避免磨擦热。

启动抛光盘后将抛光剂轻摇后倒置喷出。

喷撒抛光剂时，应以抛光盘中心为圆心，沿半径方向喷出3--5s即可。

新织物喷撒时间相应延长，以使织物的磨削能力更完美。

推荐配套使用：本公司金相抛光植物及金相抛光润滑冷却液配套使用，样品的抛光效果则更加完美。