

# 顶空进样机-AK-7910型全自动顶空进样器-上海埃焜行业领先

产品名称	顶空进样机-AK-7910型全自动顶空进样器-上海埃焜行业领先
公司名称	上海埃焜仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢118室
联系电话	13052073539

## 产品详情

顶空进样机-AK-7910型全自动顶空进样器-上海埃焜行业领先

主要性能特点：

1. 可以自动运行最多10个样品，无需人员值守；
2. 开机自检，故障报警和提示，采用自主专利技术自动定位、校准样品盘，防止错位造成的卡瓶；
3. 微机程序控制，主要功能有：

方法参数设置、实时动画显示工作状态、运行时间；

样品区、进样阀和样品传输管，三路均单独加热控温；

设定好分析程序，按下运行键自动完成全部样品分析；

具有多种扩展功能：动态顶空、吹扫捕集；

可同步启动GC、色谱数据处理工作站，也可用外来程序启动本装置；

4. 设有外加载气调节系统，无需对GC仪器进行任何改装与变动，即可进行顶空进样分析。也可选用原仪器载气；
5. 通过时间编程，自动实现加压、取样、进样、分析和分析后的反吹清洗等功能；
6. 采用压力平衡进样技术顶空进样峰形容、重复性好；
7. 样品传输管和进样阀有自动反吹功能，避免了不同样品的交叉污染；
8. 为了配套进口气相色谱仪使用起来更方便精确，本仪器还配有针对各种进口仪器的专用接口，连接方便；
9. 对于活性物质分析可选配弹性石英管作为样品传送管；
10. 可根据客户要分析样品的浓度高低随时调整进样量；
11. 进样针头更换方便，可连接国内外所有型号的GC进样口。

主要技术指标：

1. 样品区温度控制范围：

室温—240 以增量1 任设 加热功率约400W；

2. 阀进样系统温度控制范围：

室温—220 以增量1 任设 加热功率约60W；

3. 样品传送管线温度控制范围：

室温—220 以增量1 任设 加热功率约40W；

(为了操作安全，传送管线温度控制采用低压供电)

4. 温度控制精度： $< \pm 0.1$  ；

5. 温度控制梯度： $< \pm 0.1$  ；

6. 顶空瓶工位：10位；

7. 顶空瓶规格：可选配20ml、10ml；

8. 重复性：RSD 1% (200ppm水中乙醇，N=5)；

9. 进样量控制模式：进样时间和加压压力控制进样量；

10. 进样加压范围：0 ~ 0.4Mpa（连续可调）；

11. 反吹清洗流量：0 ~ 400ml/min（连续可调）；

12. 仪器有效尺寸：430 × 280 × 300mm<sup>3</sup>；

13. 仪器的重量：约20kg。

上海埃焜公司（<http://www.aikunchina.com>）竭诚为用户提供优质、完善、高效的售后服务，与国内高校合作已建立多个综合应用实验室。同时公司在配件、耗材以及相关外围设备、软件方面采取统一标准，并按成本收费，解除用户使用中的一切后顾之忧。公司咨询电话：13052073539.愿与社会各界朋友携手共创美好明天。