

盐城通风柜 净气型通风柜 瑞斯达(推荐商家)

产品名称	盐城通风柜 净气型通风柜 瑞斯达(推荐商家)
公司名称	瑞斯达实验室系统设备（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市蓬青路968号
联系电话	18550519634

产品详情

使用通风柜基本常识有哪些

1.如何对健康有益

实验室内在不使用通风柜时也要时常通风，这样对试验人员的身体健康有益。通风橱在使用时，净气型通风柜，每2小时进行10分钟的补风(即开窗通风)，使用时间超过5小时的，要敞开窗户，避免室内出现负压。

禁止在未开启通风柜时在其通风柜内做实验;

禁止在做实验时将头伸进通风柜内操作或查看;

禁止通风柜内做国家禁止排放的有机物质与高氯化物质混合的实验;

禁止在没有安全的情况下将所实验的物质放置在通风柜内实验，一旦出现化学物质喷溅出来，应立即将电源切断;

通风橱的操作区域要保持畅通，通风柜周围避免堆放物品

操作人员在不使用通风橱时，通风橱台面避免存放过多试验器材或化学物质，禁止长期堆放。

瑞斯达实验室系统设备（苏州）有限公司---实验室装备专家，主要从事通风柜，实验台，药品柜，盐城通风柜，器皿柜，钢瓶柜，安全柜，风机等实验室系统设备，欢迎来电咨询！

实验室通风柜具有哪些功能?

1、不倒流功能

应具有在通风柜内部由排风机产生的气流将有害气体从通风柜内部不反向流进室内的功能。为确保这一功能的实现，一台通风柜与一台通风机用单一管道连接是好的方法，不能用单一管道连接的，也只限于同层同一房间的可并连，通风机尽可能安装在管道的末端(或层顶处)。

瑞斯达实验室系统设备（苏州）有限公司是中国率先从事集规划设计、制造安装、售后服务为一体的现代实验室配套装备专业制造商。

怎么清洗通风柜仪器？

1、药剂洗刷法 如果用水洗也洗不干净的，要看不同性质的药剂进行处置。

玻璃器皿中若附有不溶于水的碱、碳酸盐、碱性氧化物及MnO₂等物质时，能够用稀盐酸清洁(必要的时分能够加热)。

附有油脂的仪器，能够用热的纯碱液来清洁(或用NaOH溶液)，苯酚能够用NaOH溶液来洗刷。

黏附有硫磺的仪器，通风柜安装，可用CS₂溶解后除掉(也可用热的NaOH溶液洗刷)。

黏附有碘的仪器，能够用酒精溶解来清除。

做过银镜试验的试管，能够用稀硝酸来洗刷(必要时能够加热)。

准备做滴定试验用的滴定管，要用特别制造的“洗液”来洗。洗净内部后，冲净洗液，再用蒸馏水洗刷2~3次。

洗去苯酚或酚醛树脂通常要用酒精浸泡后洗刷。

氨水能够洗去AgCl、AgBr固体(AgI不溶于氨水)。

铁锈能够用盐酸洗去。

盐城通风柜-净气型通风柜-瑞斯达(推荐商家)由瑞斯达实验室系统设备（苏州）有限公司提供。盐城通风柜-净气型通风柜-瑞斯达(推荐商家)是瑞斯达实验室系统设备（苏州）有限公司（www.redstarlab.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：许益平。