

## 10-30度药品恒温箱/15-25度药品恒温箱/医用恒温箱

产品名称	10-30度药品恒温箱/15-25度药品恒温箱/医用恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区
联系电话	010-63332726 13910804812

## 产品详情

10-30度药品恒温箱/15-25度药品恒温箱/医用恒温箱品牌介绍：

福意联企业在市场方面，公司拥有完善的销售和服务网络，畅通的信息反馈和处理渠道，确保代理商和用户的满意，能够为用户提供系统的恒温设备的培训、全方位的优良和完善的售后服务。

10-30度药品恒温箱/15-25度药品恒温箱/医用恒温箱产品参数：

型号

温度范围( )

容积 ( L )

设备类型

FYL-YS-66L

2-8

62L

430 × 480 × 640mm

FYL-YS-88L

88L

480 × 490 × 840mm

FYL-YS-50L

4-38

50L

430 × 480 × 510mm

FYL-YS-100L

4-38

100L

480 × 490 × 840mm

FYL-YS-138L

138L

540 × 550 × 840mm

FYL-YS-150L

2-48

150L

595 × 570 × 865mm

FYL-YS-230L

2-48

230L

595 × 590 × 1215mm

FYL-YS-280L

280L

595 × 570 × 1445mm

FYL-YS-310L

310L

595 × 695 × 1315mm

FYL-YS-430L

430L

595 × 680 × 1805mm

FYL-YS-828L

2-20

828L

1265 × 680 × 1830 mm

FYL-YS-1028L

2-20

1028L

1265 × 680 × 2150 mm

FYL-YS-50LL

-12 -----10

430 × 480 × 510mm

FYL-YS-100LL

-12 -10

480x490x840mm

FYL-YS-100E

FYL-YS-128

-29- -5

550 × 560 × 850mm

FYL-YS-128L

-30到10

北京福意联 (FU.YI.LIAN) 公司不仅为客户提供高的产品和优良的服务, 我们还为终端客户提供医疗及实验室整体解决方案。务求通过不断地为客户提供完善的产品线和服务, 来提高医疗诊断和治疗的速度

及质量，提高实验室，为客户创造大的。同时，与优良各地多家企业建立了合作伙伴关系。我们的客户遍及优良各个地区。

福意联企业在市场方面，公司拥有完善的销售和服务网络，畅通的信息反馈和处理渠道，确保代理商和用户的满意，能够为用户提供系统的恒温设备的培训、全方位的优良和完善的售后服务。

10-30度药品恒温箱/15-25度药品恒温箱/医用恒温箱产品特点：

- 1.透明玻璃门,适用范围广。
- 2、采用无氟制冷、压缩机，质量保证
- 3、嵌入式设计,可并排放在台阶下面或并排放在台面上，节省空间
- 4、体积小，方便搬动
- 5、温度可调控，可在2-48度调节
- 6、大手把，可方便的开门
- 7、屏幕加锁设计，
- 8、下部有底脚，可方便的调平箱体
- 9、内部采用LED直流灯，光线柔和，，省电
- 10、内部采用直流风机，箱内温度均匀，波动小，噪声低(40dB(A)，省电(0.4kWh/24h)
- 11、可调搁架，方便存放不同类的物品
- 12、覆塑钢板，耐腐蚀易清理。

福意联经营恒温、冷藏设备等等。福意联(FU.YI.LIAN)：品种多样、覆盖面广、品种齐全。便宜。公司业务涉及各科研机构。大中院校。质检部门、医疗检验、环保、制药、食品、生物制品等各大。10-30度药品恒温箱/15-25度药品恒温箱/医用恒温箱售后服务：

- 1、采用创圆弧设计，外箱体采用优良钢板，表面静电喷塑处理，箱门为三层真空玻璃，在不影响箱内温度条件下，便于用户观察箱内物品。
- 2、内胆采用医用PP，半圆弧形的四角易于清洁消处理。
- 3、采用间接制冷及加热和高速风机强制送风循环，达到箱内温度均匀分布。
- 4、温度控制采用微电脑PID自整定双LED窗数字显示高精度控温仪，操作简便、直观，且具有上下限超温报警和定时功能，使用稳定可靠。
- 5、箱内设有多个不锈钢搁板的搁档、拆卸方便，且易于清洗消和调节搁板间隔高度。
- 6、箱内设有日光灯照明。
- 7、智能化程度高，可对程序进行设置，满足医疗机构温液体、冲洗液、造影剂、化学试剂、透析液、B超液等。也可用于储存有温度要求的生物制品、生物制剂、液或存放需要4-38 之间的物品。

1. 恒温箱外壳必须有效接地，以保证使用。
2. 恒温箱应放置在具有良好通风条件的室内，在其周围不可放置易燃易爆物品。
3. 恒温箱无装置，不得放入易燃易爆物品干燥。
4. 箱内物品放置切勿过挤，必须留出空间，以利热空气循环。
5. 箱内外应经常保持清洁，长期不用应套好塑料防尘罩，放在干燥的室内。
6. 使用中出現异常现象，请切断电源。