

20-25 医用药物恒温箱/药品用恒温箱/药品保存箱

产品名称	20-25 医用药物恒温箱/药品用恒温箱/药品保存箱
公司名称	北京福意电器有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区
联系电话	010-63332726 13910804812

产品详情

20-25 医用药物恒温箱/药品用恒温箱/药品保存箱品牌介绍：

福意联公司（Fuyilian）在企业内部树立了以保证优良的产品为内容的企业文化，在导、职工意识中得到广泛认同并成为行为准则。我们在推行“质量是研发出来的”质量核心观的同时，也认识到“质量一致性”是制造出来的，将全员的质量意识带入制品管的每个流程。从分立物料到产品集成乃包装发运的每一个细节，都建立了严格的质量标准，并得到有效执行。

20-25 医用药物恒温箱/药品用恒温箱/药品保存箱产品参数：

型号

温度范围()

容积(L)

设备类型

FYL-YS-66L

2-8

62L

430 × 480 × 640mm

FYL-YS-88L

88L

480 × 490 × 840mm

FYL-YS-50L

4-38

50L

430 × 480 × 510mm

FYL-YS-100L

4-38

100L

480 × 490 × 840mm

FYL-YS-138L

138L

540 × 550 × 840mm

FYL-YS-150L

2-48

150L

595 × 570 × 865mm

FYL-YS-230L

2-48

230L

595 × 590 × 1215mm

FYL-YS-280L

280L

595 × 570 × 1445mm

FYL-YS-310L

310L

595 × 695 × 1315mm

FYL-YS-430L

430L

595 × 680 × 1805mm

FYL-YS-828L

2-20

828L

1265 × 680 × 1830 mm

FYL-YS-1028L

2-20

1028L

1265 × 680 × 2150 mm

FYL-YS-50LL

-12 ----10

430 × 480 × 510mm

FYL-YS-100LL

-12 -10

480x490x840mm

FYL-YS-100E

FYL-YS-128

-29- -5

550 × 560 × 850mm

FYL-YS-128L

-30到10

北京福意联有限公司目前恒温系列产品遍及优良各省、市、县大中型医院，已成为用户值得信赖的品牌之一，并已获得ISO9001:2000、ISO13485:2003医疗器械质量管理体系证书和北京市高新企业认定资格证书。公司总部设在北京，并在优良有多家代理商及经销商销售我公司产品。公司经营部配有多名工程师，致力于产品的研发、咨询和售后跟踪随访，以确保给予优良用户优良快速的服务。

福意联是集新开发、经营、销售和提供服务为一体的现代公司。公司始终秉持“以德敬人，以诚立人”的核心经营理念；公司始终严格按照ISO 9001质量要求规范化管理，恪守“以德敬人，以诚立人”的管理理念，力求产品精益求精，为顾客提供可靠，易用的产品。

20-25 医用药物恒温箱/药品用恒温箱/药品保存箱产品特点：

优良的PID温度控制系统 自我诊断和报警系统 无氟制冷系统 可提供IQ/OQ
完全密封不锈钢腔体 风扇强制对流 双层真空密封钢化玻璃门 自动除霜和除湿系统
用户友好设计

福意联经营恒温、冷藏设备等等。我公司是一家研制经营科研、医疗保存箱（柜）的高新企业。其采用了水平的新型单压缩机混合工质制冷，并拥有优良自主。已成为目前上拥有全温区系列贮存冷链产品的公司之一。20-25 医用药物恒温箱/药品用恒温箱/药品保存箱售后服务：

控温方式：微电脑智能温控系统，高亮LED数字设定、数字显示； 温度分辨率：1（度）；
温度波动度： ± 0.5 （度）； 致冷单元：工业压缩机，无氟环保致冷剂；
循环单元：优良风机保证工作室温度均匀； 观察窗：大型玻璃观察窗；
箱内照明：日光灯管； 搁架：4张间距可调搁网。生物制品保存柜突出优点：
上、下限温度设定及超温报警功能，有效确保箱内物品；
智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱内温度稳定且均匀； 温度控制精度高，温度偏差小，恒温温度波动小于正负1度（ ± 1 ，正负1，正负一度），理想状态下温度波动小于正负0.5度（ ± 0.5 ）；
内壁永不结霜，蒸发器也具有自动防霜功能，长期连续运行亦可确保致冷效果和温度稳定性，永远不需升温化霜或停机除霜，适合长期保存； 开门时风扇自动停转以防止冷气散失，关门后风扇自动恢复运转以确保温度均匀。*****售后服务承诺：整机保修一年，压缩机保修三年*****

操作人员需仔细阅读使用说明，了解、熟悉培养箱功能后，才能接通电源。

接通电源，按下电源开关，此时电源指示灯亮。

把温度控制仪调到用户所需的设定温度值（此值需高于室温加50C）。当培养箱显示温度达到设定温度时，加热中断、加热指示灯熄灭，在标准环境温度下通电90分钟后，温度可保持稳定，如箱内即时温度超过设定上限报警温度（出厂设置为5）控温仪温度跟踪报警指示灯亮，同时自动切断加热器电源。

如打开玻璃门取样品时，加热器、循环风机会停止工作，当关上玻璃门后，加热器和风机才能正常运转，这样可避免培养物的污染及温度的过冲现象。