

湖州通风柜 瑞斯达 通风柜厂家

产品名称	湖州通风柜 瑞斯达 通风柜厂家
公司名称	瑞斯达实验室系统设备（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市蓬青路968号
联系电话	18550519634

产品详情

通风柜五大技术标准

- 1、抗腐蚀：外部：钢制柜体采用酸洗磷化后喷塑、有优越抗腐蚀性能;内部：耐酸碱抗倍特内衬板、有优越的抗腐蚀能力。
- 2、防爆：柜体前端为5mm防爆玻璃、柜体的两侧为双层结构、内衬为6mm抗倍特板，双层结构对柜内可能发生的爆炸有释压的功效。
- 3、易维护：采用独特的侧配重结构和可拆卸的活动顶板和侧板，便于配重、电气部分及气路的维护和升级。
- 4、防火：绝不使用任何可燃性的材料。
- 5、高效：导流板为三段可拆式结构、根据实验需求还可以对其中第二块导流板的位置进行调整，同时导流板可以方便拆卸进行清洗。

使用通风柜时要注意哪些细节？

- 1、当两个以上的通风柜在一起使用一个风机的时候，为了不操作不当和失误，开关尽量由一个人来控制，另一个通风柜不使用的時候，可以用风量调节阀来关闭通风口，湖州通风柜，以免重复开关风机，这种情况会对风机使用的寿命产生影响，同时也有可能对实验不准确。
- 2、使用通风柜是，不要有人员随便走动以免带来逆流风向对通风柜的干扰。在使用通风柜长达两小时时要进行10分钟的补风，使用达到五小时是要打开窗户，以免室内出现负压现象。

在我们使用通风柜时，要注意以下几点：

- 1、室内空气温度在-5 至+40 之间，玻璃钢通风柜，24小时平均值不超过+25 ；
- 2、实验室内在不使用通风柜时也要时常通风，这样对试验人员的身体健康有益；
- 3、当2个以上的通风柜共同使用1个风机时，为避免操作失误或不当，实验台通风柜，风机的“开”“关”只能由1个操作人员来控制；如另外一个通风柜暂时不使用或要停止使用，可使用风量调节阀来封闭通风口；避免相互重复“开”“关”风机，通风柜厂家，这样不但对风机的寿命产生损害，对实验也不准确。
- 4、通风柜在使用时，避免人员走动带来的逆流风向对通风柜的干扰；
- 5、通风柜在使用时，每2小时进行10分钟的补风(即开窗通风)；使用时间超过5小时的，要敞开窗户，避免室内出现负压。

湖州通风柜-瑞斯达-通风柜厂家由瑞斯达实验室系统设备（苏州）有限公司提供。湖州通风柜-瑞斯达-通风柜厂家是瑞斯达实验室系统设备（苏州）有限公司（www.redstarlab.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：许益平。